


N3



USER MANUAL

This page has been intentionally left blank

User's Manual

Model NMD3

Neurolens® Measurement Device, N³

Last Revision Date: 03/07/2025



Manufacturer Information

Neurolens®

1234 Lakeshore Dr, Suite 200

Coppell, TX 75019

888-236-2219

info@neurolenses.com

neurolens.com



European Union Authorized Representative authorized to act on your behalf in accordance with the MDR

Advena Limited

Tower Business Centre, 2nd Flr.,

Tower Street, Swatar,

BKR 4013 Malta

N³ User's manual
P/N 90033 Revision 05
All rights reserved
Neurolens[®]

The information contained in this document is proprietary to Neurolens[®]. Any reproduction in part or whole without prior written authorization by Neurolens[®] is prohibited.

Products that are referred to in this document may be either trademark and registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author do not claim these trademarks.

neurolens[®] Measurement Device, N³

Content subject to change without notice.

Please check Neurolens[®]'s website <http://www.neurolens.com/n3-manual> for updated versions of this document.



The information contained in this document is the confidential and proprietary property of Neurolens[®]. Any reproduction, dissemination, or distribution of this document in whole or in part without prior written permission of Neurolens[®] is strictly prohibited. While every effort has been made to ensure the accuracy of information provided in this document, please note that the information, figures, illustrations, tables, specifications, and schematics contained herein are subject to change without notice. In this document the names N³ (trade name) and NMD3 may be used interchangeably.

Please direct all inquiries regarding this manual or for service assistance to Neurolens[®], 1234 Lakeshore Dr, Suite 200 Coppel, TX 75019. Telephone +1 (888) 236-2219 (United States).

All rights reserved. No portion of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express prior written consent of Neurolens[®].


PRECAUTIONS

Since this product is a precision instrument, always use and keep it in a normal controlled living environment, within a temperature range of 10-30°C, humidity levels between 20-80% and an atmospheric pressure range of 700hPa-1,060hPa.

- The instrument should be placed away from direct sunlight.
- Do not set anything on the instrument.
- Connect all cables properly to charge before using and use proper cable routing to reduce the risk of tripping.
- Use power at rated voltage.
- When not in use, perform a software shutdown and switch off the power source.
- For accurate measurement results, take care to keep external optics clean and free of fingerprints, spots, and dust.

SYMBOL INFORMATION

The following symbols appear on the instrument:



Type B Product Classification
Class 2 Equipment, Battery Operated

Electrical, Safety Standards

This System has been tested to comply with the following standards:

IEC 60601-1 (Safety)

IEC 60601-1-2 (EMC, Ed: 4)

IEC 62471 (Ed:1 Photobiological safety of lamps and lamp systems)

Other Standards applied in Design and Manufacturing processes

ISO 13485 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes

ISO 14791 Medical devices — Application of risk management to medical devices

ISO 15223 Medical devices — Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer

ISO 62304 Medical device software – Software life cycle processes

ISO 10993 Biological evaluation of medical devices — Evaluation and testing within a risk management process

LED Emissions

The N³ emits 850nm Infrared LED radiation. The emissions of the device are within the guidelines of IEC 60825 for continuous exposure up to 30,000 seconds and conforms to IEC 62471 and is exempt from additional labeling requirements.

Electromagnetic Compatibility (EMC) Notice

This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not set up and used in accordance with the instructions in this manual, electromagnetic interference may result. The equipment has been tested and found to comply with the limits set forth in EN60601-1-2 for Medical Products. These limits provide reasonable protection against electromagnetic interference when operated in the intended use environments (e.g., hospitals, research laboratories).

This device contains components whose operation can be affected by intense electromagnetic fields. Do not operate the device in an MRI environment or the vicinity of high-frequency surgical diathermy equipment, defibrillators, or shortwave therapy equipment. Electromagnetic interference could disrupt the operation of the device.

SAFETY DISPLAYS

To encourage the safe use of the instrument and to avoid danger to the operator and others as well as damage to properties, warnings are described in the Instruction Manual and marked on the instrument body.

We suggest you thoroughly understand the meaning of the following displays/icons and Safety Cautions, as well as read the Manual, and strictly observe the instructions.

DISPLAYS

DISPLAY	MEANING
 WARNING	Improper handling or ignoring this display may result in death or serious injury.
 CAUTION	Improper handling or ignoring this display may cause personal injury or physical damage.
<ul style="list-style-type: none">• Injury means hurt, burn, electric shock, etc.• Physical damage means extensive damage that may involve building, peripheral equipment, and furniture.	

LABELS

Label	Description/Meaning
	This user manual must be read prior to utilization of the device.

ICON

ICON	MEANING
	This icon indicates an action to be avoided. Specific contents are shown with words or illustration.
	This icon indicates Mandatory Action. Specific contents are shown with words or illustration.
	This icon indicates Hazard Alerting (Warning). Specific contents are shown with words or illustration close to the icon.

The N³ is the subject of U.S. patents and other pending U.S. and foreign patents. Refer to <https://www.neurolens.com/patents/> for a list of awarded US Patents related to the N³.

Copyright© 2023 Neurolens®, Inc.

This instrument features the following:

The N³ utilizes a Class 2 AC powered charging power supply (Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd. Model CK18W02U) (125/240 VAC; 0.5A; 50/60Hz) that converts to DC power through a power supply and charges a Li-ion battery. The device maybe run on battery only.

This Instruction Manual covers an overview of the basic operation, troubleshooting, checking, maintenance, and cleaning of the N³.

To get the best use of the instrument, read Safety Displays and Safety Cautions. Keep this Manual at hand for future reference.

BASIC INSTRUCTIONS

  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> To avoid electrical shock, do not open the instrument or make modifications of any type. Refer all servicing to only qualified personnel.
  CAUTION	<ul style="list-style-type: none"> Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.
  CAUTION	<ul style="list-style-type: none"> Use of accessories, transducers, and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

  CAUTION	<ul style="list-style-type: none"> Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the N³, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> Confirm that the patient is in good health before using. Consult a doctor before use if you are pregnant, elderly, or have serious physical, mental, visual, or heart problems.
  CAUTION	<ul style="list-style-type: none"> Ensure the headset is worn in a manner that the VR Lenses do not rub or impact prescription glasses.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> Do not use the device for more than 30 continuous minutes. If you experience discomfort or eye strain, discontinue use immediately.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> The VR environment will prevent the patient from being able to see objects around them. Ensure the patient is protected from falling or moving objects and is in a stationary seat, protected from falling downstairs, into windows, hot areas, or any hazardous area.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> Some people may experience severe dizziness, vomiting, palpitations, and even fainting when using VR Headsets. Consult a doctor if you have experienced any of the symptoms above.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> Some people may be allergic to plastic, PU, fabric, and other materials used in this product. Long-term contact with skin may result in symptoms such as redness, swelling, and inflammation. Stop using the product and consult a doctor if any of the above symptoms are experienced.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> Stop using the product immediately if the patient experiences any visual abnormalities (diplopia and sight distortion, eye discomfort or pain, etc.), excessive sweating, nausea, vertigo, palpitations, disorientation, loss of balance, etc. or other signs of distress.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> This product provides access to immersive virtual reality experience. Stop use immediately and seek medical attention if any of the following symptoms occur. <ul style="list-style-type: none"> Epilepsy seizure, loss of consciousness, convulsions, involuntary movements, dizziness, disorientation, nausea, somnolence, or fatigue. Eye pain or discomfort, eye fatigue, eye twitching, or visual abnormalities, (such as illusion, blurred vision, or diplopia) Itchy skin, eczema, swelling, irritation or other discomforts.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Excessive sweating, loss of balance, impaired hand eye coordination, or similar motion sickness symptoms. ▪ Do not operate a motor vehicle, operate machinery, or engage in activities that may have potentially serious consequences until you have fully recovered from these symptoms.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comply with the expressly prohibition of the use of wireless equipment in medical and healthcare facilities, and shut down the equipment and any accessories.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Radio waves generated by this product may affect the normal operation of implantable medical devices or personal medical devices, such as pacemakers, cochlear implants, hearing aids, etc. Please consult the medical device manufacturer about the restrictions on the use of this product if the patient uses these medical devices.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keep a distance of at least 15cm from the implanted medical devices (such as pacemakers, cochlear implants, hearing aids, etc.) when this product is connected. Stop using the headset if you observe a persistent interference with your medical device.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Do not use this equipment during thunderstorms. Thunderstorms may cause product failure and increase the risk of electric shock.
  CAUTION	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protect the imaging lenses from light. Keep the product out of ultraviolet rays, such as windowsills, automobile dashboards, or other strong light sources.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Choking Hazard: This product may contain small parts. Please place these parts out of reach of children.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Do not use high volume for extended periods of time to prevent possible hearing damage.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Do not use the equipment near fuel stations or hazardous areas containing flammable articles and chemical agents. Follow all graphic or text instructions when in possession of the product around these areas. Operating this product in these hazardous sites poses risk of explosion and fire.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Do not store or transport the product or its accessories in the same container as flammable liquids gasses or substances.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Only charge the device using the provided charger.

 WARNING	<ul style="list-style-type: none"> When charging is complete, disconnect the charger from device and power outlet.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> If the charging adapter or cable is damaged, discontinue using to prevent the risk of electric shock or fire.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> Do not operate equipment or charger with wet hands to avoid short circuit, failure, or electric shock.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> Do not use the charger or equipment if wet.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> VR Headsets are equipped with non-removable internal batteries. Do not attempt to replace the battery, as doing so may cause battery damage, fire, or human injury.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or immerse in water or other liquid. Handling the battery as such can cause chemical leakage, overheating, fire, or explosion. If the battery appears to be leaking material, avoid contact with the skin or eyes.
 WARNING	<ul style="list-style-type: none"> In case of material contact with skin or eyes, immediately rinse with clear water and contact your local poison authority.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> Do not drop, squeeze, or puncture the battery. Avoid subjecting the battery to high temperatures or external pressure, which may result in corruption and overheating of the battery.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> WARNING: Do not over tighten head strap. Overtightening may lead to bruising, cuts, or discomfort from impinging corrective eyewear onto the patient.
  WARNING	<ul style="list-style-type: none"> WARNING: Ensure patient is wearing proper corrective eyewear or contacts. Improper corrective eyewear or contacts may lead to erroneous test results.

WORKING ENVIRONMENT

Temperature: 10°C-30°C
 Humidity: 20-80% (without dew)
 Atmospheric Pressure: 700hPa-1,060hPa
 Keep away from rain or moisture.
 Keep away from heat sources such as flames or electric heaters or places that may generate excessive temperatures.

STORAGE, USAGE PERIOD AND OTHERS

ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR INSTALLATION (WITHOUT PACKAGE)

Temperature: 10 °C-40 °C
Humidity: 10%~95% (without dew)
Air Pressure: 700hPa-1,060hPa

THIS INSTRUMENT DOES NOT MEET THE TEMPERATURE REQUIREMENTS OF ISO 15004-1 FOR STORAGE. DO NOT STORE THIS INSTRUMENT IN CONDITIONS WHERE THE TEMPERATURE MAY RISE ABOVE 40°C OR FALL BELOW 10°C.

Do not apply excessive pressure during storage to avoid damage to the equipment and lenses.

WHEN STORING THE INSTRUMENTS, ENSURE THAT THE FOLLOWING CONDITIONS ARE MET:

- (1) The instrument should not be splashed with water.
- (2) Store the instrument where air pressure, temperature, humidity, ventilation, sunlight, dust, salty/sulfurous air, etc. are controlled.
- (3) Do not store the instrument where chemicals are stored, or gas is generated.

USAGE PERIOD

3 years from delivery providing regular maintenance is performed (according to the self-certification)

ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR PACKING IN TRANSPORTATION

Temperature: -40°C~70°C
Humidity: 10%-95%

POWER REQUIREMENTS

VOLTAGE/AMPERAGE: 125/240VAC/0.5A
FREQUENCY: 50/60Hz

Mains voltage is disconnected through power supply. It is recommended that the system be placed in a location with access to the power supply.

INGRESS PROTECTION RATING: IP20

WIRELESS PARAMETERS

Frequency Band	2400-2483.5MHz (BT) 2400-2483.5MHz (WiFi), 5150-5350MHz (Indoor Only), 5470-5725MHz, 5725-5850MHz
RF Output Power	BT 9.84 dBm WiFi : 2400-2483.5MHz 20dBm, 5150-5350MHz (Indoor Only) 23 dBm 5470-5725MHz 23dBm 5725-5850MHz 13.98 dBm

CABLES

Power charger to be used to charge battery. System should only use Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd. CK18W02U power supply. Do not substitute power supply or power cable from the one provided.

MAINTENANCE AND CHECKS

- (1) Regularly maintain and check all equipment and parts.
- (2) Before using equipment that has not been used in a while, be sure to confirm normal and safe operation before attempting any patient measurements.
- (3) Keep the imaging optics free from fingerprints and dust.
- (4) When the imaging optics become dirty or soiled, clean it according to the instructions listed in section 1.7.3 of the Instruction Manual.

SERVICE

- (1) Service of the N³ should only be performed by Neurolens[®], Inc. service personnel.
- (2) The N³ should not be serviced while in use with a patient.

ALL RIGHTS RESERVED

This work is protected under Title 17 of the United States copyright code and is the sole property of Neurolens[®]. No part of this document may be copied or otherwise reproduced, or stored in any electronic information retrieval system, except as specifically permitted by United States copyright law, without the prior written consent of Neurolens[®].

Limited Warranty

Neurolens[®] warrants that the N³ shall be free from defects in workmanship and materials and will perform in accordance with the product specifications for one year from the date of sale by Neurolens[®]. If the product fails to perform in accordance with the product specifications, Neurolens[®] will repair or replace at its option the defective material or part. Neurolens[®] will pay customary freight charges from Neurolens[®] to the dealer location only. This warranty does not cover damage caused by accident, misuse, abuse, alteration, and other defects not related to materials or workmanship.

Neurolens[®] disclaims all liability for economic loss, loss of profits, overhead or consequential damages which may be claimed to arise from any sale or use of this product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty is given in lieu of all other express warranties. Also, any implied warranty, including any warranty of merchantability or fitness for the particular purpose, is limited to one year. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To exercise your right under this warranty, contact your local authorized NeuroLens® dealer or contact NeuroLens® Inc. at:

NeuroLens®

1234 Lakeshore Dr, Suite 200

Coppell, TX 75019

888-236-2219

accountmanagement@neurolens.com

neurolens.com

This page has been intentionally left blank

Table of Contents

1	INTRODUCTION AND INTENDED USE	4
1.1	Introduction	4
1.2	Intended Use	4
1.3	Overview	4
1.4	Performance Characteristics	5
1.5	Intended Patient Population	5
1.6	Contraindications	5
1.7	Basic Operating Principles	6
1.8	Variant Configurations:.....	7
1.9	Accessories.....	7
1.9.1	USB-C Cable	7
1.9.2	Power Supply.....	7
1.10	Components.....	8
1.10.1	Applied Parts:	9
1.10.1.1	Patient Facemask.....	9
1.10.1.2	Side Straps	9
1.10.1.3	Back Head Cushion.....	9
1.10.1.4	Adjustment Strap.....	9
1.10.2	Incidental contact parts:.....	9
1.10.2.1	Imaging Optics	9
1.10.2.2	Enclosure	9
1.10.2.3	Illuminating LEDs	9
1.10.2.4	USB-C Port.....	9
1.10.2.5	Power Button.....	10
1.11	Preparations.....	10
1.11.1	Installation.....	10
1.11.2	Connecting power (Charging).....	10
1.11.3	Maintenance and care	10
1.11.4	Startup	11
1.11.5	Setting up Wireless Fidelity (Wi-Fi)	12
1.11.6	Device Initial Set-up.....	14
2	TAKING A MEASUREMENT	16
2.1	Setting up a patient	16
2.2	Starting a measurement.....	16
2.2.1	Entering a PIN	17
2.2.2	Headset Alignment	17
2.2.3	Eye Tracking Calibration	18
2.2.4	Average Television Distance Base Alignment.....	19
2.2.5	Average Television Distance Fine Alignment.....	19
2.2.6	Average Reading Distance Base Alignment	20
2.2.7	Average Reading Distance Fine Alignment.....	20
2.2.8	Lifestyle Index within the device	21
2.2.9	Patient Education.....	23
2.2.10	Completing the measurement	23
3	PORTAL.....	23
3.1	Patient Profile	24

3.2	Patient Management	25
3.2.1	Adding a patient.....	25
3.2.2	Assigning a PIN	27
3.2.3	Searching for patients.....	28
3.2.4	Accessing Measurements and Lifestyle Index	28
3.2.5	Monitoring Device and Exams in Progress through the Portal.....	30
3.2.6	PIN Entry Assist.....	32
3.2.7	Outputting Data.....	32
3.2.8	Modifying patient data.....	32
3.2.9	N3 Practice Customization (NPC)	33
3.3	User Management	37
4	SYSTEM WARNING MESSAGES	38
5	TROUBLESHOOTING	38
6	GLOSSARY	39
7	GUIDANCE AND MANUFACTURER’S DECLARATION	40
7.1	Emissions	40
7.2	Immunity	40
7.3	Immunity to RF wireless communications equipment	41

1 Introduction and Intended Use

1.1 Introduction

The N³ is a microprocessor-controlled system used to measure eye misalignment at TV viewing distance and reading distance. Eye misalignment is measured through a dissociative test where the eyes are shown independent non-fusible targets, and direction of gaze is measured. This measurement is combined with an associative test where peripheral fusion is attained, and central alignment is measured. Effectively this measurement of eye alignment is an objective measurement of the angle of strabismus, and/or an evaluation of binocular vision.

The N³ uses an eye tracking system along with a stereoscopic display to measure eye alignment at TV viewing distance and reading distance. From this information, a Neurolens number is calculated which is to be used by Eye Doctors along with other clinical assessments in the diagnosis and management of visual disorders. Among the recommended therapies for these disorders are eye exercises and spectacles (another class 1 exempt medical device).



Do not prescribe treatment solely on the information provided by the N³. Measurements are to be used in combination with other information attained in a comprehensive eye exam.

1.2 Intended Use

The N3 measures binocular disparity and eye misalignment at simulated distance and near vision. It provides optometrists and ophthalmologists with a distance phoria and a near phoria measured in Diopters, and a recommendation for ophthalmic lens prism prescription. N3 provides an objective, accurate, and repeatable measurement of binocular alignment, which incorporates elements of heterophoria, fixation disparity, accommodative convergence response, and central and peripheral alignment. The measurement provides guidance for practitioners to prescribe corrective spectacles to correct binocular misalignment..

Intended Users: The N³ should only be operated by properly trained clinical personnel, under the direction of a qualified eye doctor. No particular qualification or certification is required beyond the diligent reading of these instructions for use to operate this instrument. Any healthcare optical professional using instruments such as tonometer, autorefractor, or automated Wide Field Retinal imaging equipment may use the N³ under the direction of a qualified eye doctor.

1.3 Overview

This document describes the features and functionality of the N3.

Eye misalignment, measured as fixation disparity and/or heterophoria, has shown to correlate with eye strain or Asthenopia. Asthenopia is a symptom set that includes fatigue, pain around the eyes, dry eye sensation, neck pain, blurred vision, headache, and double vision. These symptoms present themselves more often when a subject has worked for prolonged periods of time at near, such as reading, working on a computer, or using a mobile device for prolonged periods of time. More recently, the

populace has increasingly reported suffering from the symptoms of Asthenopia as the near work has increased. The measurement information provided by the N3 is important in assessing patients who are being evaluated as part of a routine, comprehensive, and/or specialty vision examination.

The N3 is utilized in Optometry offices and characterizes how a person's eyes work together at TV viewing distance and reading distance by measuring eye alignment at a simulated distance of 1.7m and 0.5m and providing an objective assessment of the patient's direction of gaze. The system consists of a sophisticated eye-tracking mechanism and stereo displays that present the test subject with independent images for each eye. This allows the system to measure elements of heterophoria, fixation disparity, and associated phoria. These measurements, along with the Optometrist's clinical assessment provide guidance on the prescribing of spectacles that can provide correction of eye misalignment at distance and near.



Do not prescribe treatment solely on the information provided by the N³. Measurements are to be used in combination with other information attained in a comprehensive eye exam.

1.4 Performance Characteristics

Interpupillary distance: Within the range 55 to 71 MM, +/- 0.6MM accuracy

Eye gaze angle accuracy of 0.2D (Measured on Fixture)

Heterophoria at simulated distance 1.7M: Within the range -10D (EXO) to +10D (ESO), repeatability of 1.0D Δ

Heterophoria at simulated distance 0.5M: Within the range -10D (EXO) to +10D (ESO), repeatability of 1.5D Δ

1.5 Intended Patient Population

Patients visiting an optometric practice seeking eye care services, aged between 12 and 75, without any of the contra-indications listed below.

1.6 Contraindications



Contraindications for using the N³ include the following:

- Mental incapacity that prevents a subject from being able to follow simple instructions such as "look at the target."
- Anomalies such as corneal scarring, Pinguecula or Pterygium that could obfuscate or obscure reflections off the cornea.
- Significant dermatochalasis or ptosis of one or both eyelids that could obfuscate the pupil or reflections off the cornea.
- Elongation of the eye due to Keratoconus which causes the first Purkinje images to not be visible.
- Exophthalmos that prevents Purkinje reflections off the cornea.
- Physical tremors or muscle spasms that prevent a patient from sitting still.
- Lack of binocular vision, such as suppression in one eye.
- Inability to achieve binocular fusion.

- Severe strabismus or palsy resulting in greater than 10 prism diopters of misalignment in one eye.
- Greater than 20 Δ of eye misalignment.
- Greater than 4 D of astigmatism in either eye.
- Hyperopia greater than +3D or Myopia greater than -5D of Spherical Equivalent correction at distance.
- BCVA of 20/80 or worse in either eye
- Open lesions or sores around the head or eyes that will make contact with the device and may be subject to contraction or spread of infection.
- Interpupillary distance less than 55MM or greater than 71MM
- A history of seizures or seizure disorder.

1.7 Basic Operating Principles

The N³ provides an objective, accurate, and repeatable measurement of binocular alignment, which incorporates elements of heterophoria, fixation disparity, accommodative convergence response, and central and peripheral alignment. The measurement provides guidance for practitioners to prescribe corrective spectacles that not only correct refractive error but also binocular misalignment.



Do not prescribe treatment solely on the information provided by the N³. Measurements are to be used in combination with other information attained in a comprehensive eye exam.

The N³ consists of a stereoscopic display and a sophisticated eye-tracking mechanism for an objective measurement that does not rely on subjective assessments from either the practitioner or the patient. The patient simply needs to be able to maintain a gaze at a target throughout the duration of the test and the system does the rest.

The test consists of a distance measurement (1.7m) and a near measurement (50cm). Each measurement consists of a base alignment and fine alignment. The base alignment is a dissociative test where the system presents each eye with non-fusible images, and the patient is instructed to look at a fixation target that is geometrically placed at the measurement distance. While looking at the target, the system measures the complimentary eye for latent strabismus. This test is done while presenting the fixation target for one eye while the complementary eye is shown unrelated graphics.

Once the patient's natural phoric posture is determined, the system presents a moving peripheral fusible image binocularly at the patient's phoric posture while instructing them to look at a fixation target which is presented to one eye at a time. This fixation target will iteratively move to neutralize eye movement and determine the optimal binocular alignment of the patient at the testing distance. This test is most similar to a fixation disparity test.

By incorporating a distance and a near measurement, a patient's vergence response can be used to help identify whether a patient is Convergence Excess, Divergence Excess, or Convergence Insufficient.

The N³ is designed for use in indoor office environments.

Note: With regards to safety, Essential Performance is defined as performance where loss or degradation beyond the limits specified by the MANUFACTURER results in an unacceptable risk. The N³ does not provide any Essential Performance.

1.8 Variant Configurations:

The N3 device has a single hardware and software configuration. As it pertains to the patient exam configuration, the Optometry practice may choose:

- The patient preferred language: English, Chinese (Simplified), Spanish, French (Canadian), and Vietnamese
- Closed Captions (On / Off)

See section 3.2 Patient set-up for more details.




1.9 Accessories

The N3 comes with two accessories, intended to be used together to charge the device battery. It is required for N3 users to use the accessories provided below to charge the battery of the N3 device.

1.9.1 USB-C Cable

100% open circuit, short circuit, dislocation, intermittent open circuit test, high pressure: AC300 V/0.01 sec, Insulation resistance: min. 10 mohm, ON resistance: max. L3 ohms.




1.9.2 Power Supply

Single USB Port, Adaptive 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Outputs, Fixed US style wall plug




1.10 Components



VR Headset Status Indicator Legend

- Blue: Powered on with battery over 20%
- Yellow: Charging Battery is less than 98%
- Red: Charging Battery is less than 20%
- Green: Charging complete
- Off: Sleeping or Powered off
- Blue flashing: Shutting down
- Red flashing: Battery is less than 20%

10



1.10.1 Applied Parts:

In contact with patient during the measurement (< 10 min)

1.10.1.1 Patient Facemask

The **Patient Facemask** is a Polyurethane Foam that is placed in front of the eye openings to help position the patient accurately and comfortably for the measurement. The Facemask is an applied part and should be cleaned with isopropyl alcohol between uses.

1.10.1.2 Side Straps

The **Side Straps** are polypropylene straps that are on the side of the patient's head that holds the headset in place laterally. The side straps are applied parts and should be cleaned with isopropyl alcohol between uses.

1.10.1.3 Back Head Cushion

The **Back Head Cushion** holds the headset in place in combination with the facemask and is made of Polyurethane Foam. The Back Head Cushion is an applied part and should be cleaned with isopropyl alcohol between uses.

1.10.1.4 Adjustment Strap

The Adjustment Strap is a rubber strap that goes over the top of the patient's head and provides vertical support of the device. The Adjustment Strap is an applied part and should be cleaned with isopropyl alcohol between uses.

1.10.2 Incidental contact parts:

Some parts of the device may be touched or come in to contact with the technician or eye care provider while setting up the device for initial examination. This has been described in detail in the following sub sections.

1.10.2.1 Imaging Optics

The **Imaging Optics** are used to both provide clear focus for the patient at both distance and near virtual distances and as well as focus the camera on the pupil plane of the patient for eye tracking.

1.10.2.2 Enclosure

The **Enclosure** protects the user and patient from accessing internal components. The patient may contact the enclosure as it is an equivalent applied part.

1.10.2.3 Illuminating LEDs

The **Illuminating LEDs** are located around the imaging optics and utilize eye safe infrared illumination ($\lambda = 850\text{nm}$) to illuminate the eye for tracking purposes.

1.10.2.4 USB-C Port

The **USB-C Port** is restricted to connecting the provided power supply.

1.10.2.5 Power Button

The **Power Button** is used to start the device and can be used to turn it off if the device becomes unresponsive.

1.11 Preparations

1.11.1 Installation

- The N³ should be installed in an office environment, away from direct sunlight.

Note: The EMISSIONS characteristics of this equipment make it suitable for use in industrial areas and hospitals (CISPR 11 class A). If it is used in a residential environment (for which CISPR 11 class B is normally required) this equipment might not offer adequate protection to radio frequency communication services. The user might need to take mitigation measures, such as relocating or reorienting the equipment.

1.11.2 Connecting power (Charging)

- The system requires charging with the supplied charger prior to utilization.
- To avoid the risk of tripping, make sure power cables are properly routed and not in the way.
- When the device is not in use, perform a software shutdown.
- To avoid the potential of damage to the device, it is recommended to connect the power to an uninterruptible power supply.


1.11.3 Maintenance and care

- Before taking measurements, always make sure that the imaging optics are clean, free from fingerprints and dust.
- To avoid contamination, it is recommended to clean areas of patient contact with an antibacterial such as isopropyl alcohol or similar.
- Avoid sudden movements of the device, as they can cause internal parts to move and affect calibration.
- Make sure the device is kept in a dry environment, and it is not exposed to humidity or extreme temperatures.
- Cleaning:
 - Regularly check the imaging optics in the eye mask for fingerprints and dust. Use an optical lens microfiber cloth dipped in a little water or non-alcoholic disinfectant wipe to clean the lenses. Do not wipe the lenses with alcohol or other harsh or abrasive cleaning solutions, as this may lead to damage.



- Wipe the eye mask with alcohol wipes or a microfiber dry cloth dipped in a small amount of 75% alcohol solution and gently wipe the surface and surrounding areas that contact with the skin between every patient.
 - Note: The face cushion may exhibit the following effects after repeated cleaning and disinfection. Replace the face cushion if the cushion exhibits color change, sticky surface, or decreased comfort. See below diagram for replacing the face cushion.

Replacing face cushion
 Insert the pin face cushion into the crevices along the edges, as shown below:




- The external surface of the enclosure may be cleaned with an alcohol based cleaner, as necessary.

1.11.4 Startup

To power on the device, put the headset on and press and hold the power button until you see the Pico logo. The system will initialize, and the NeuroLens Measurement application will automatically start.

Upon the first startup the device will initialize through a sequence of steps to ensure the device is connected to the cloud database, the system is in proper operating condition, and sufficient training has been completed.



1.11.5 Setting up Wireless Fidelity (Wi-Fi)

Upon initial setup, if the system detects it is unable to connect to the cloud during startup the application will automatically direct the user to the WiFi setup screen. The user will be prompted to set up WiFi. If the user selects “No” they will be asked if they would like to enter Demo Mode. Demo Mode will not save any measurement data and is for providing experience only.




After a WiFi network has been previously established, if the WiFi network is subsequently unavailable, the user will be prompted to set up WiFi but will not be given the option to bypass the WiFi setup and continue in Demo Mode.



To make selections, the operator moves their head to direct the pointer and holds the pointer over the desired target until selected.

Once the user has selected “Yes” or “OK, the application will display available Wi-Fi network:



Select a network until it turns green.



Enter Wi-Fi password. When it's done, select CONFIRM until it turns green.



If an incorrect password is entered, the application will display “Incorrect WiFi credentials. Try again.”



If the device is successfully connected to the selected Wi-Fi network, the application will display “Wi-Fi Connection Success”.



Once connected, the application will automatically resume.


1.11.6 Device Initial Set-up

After the device is connected the application will proceed through an orientation and device setup instructions. Prior to receiving your N³, you will have received an email containing a practice / staff PIN for the initial set-up. If you don't have a practice / staff PIN, please contact your Neurolens authorized representative. Put the N³ on and enter the practice / staff PIN when prompted.


When you are ready to set-up the device, click yes on the following prompt




Answer the following statement that “I have verified that my N3 is free of cosmetic exterior damage and that the peripherals (power supply and power cable) were supplied in the packaging with this device





Answer the prompted question: Did you see the target in the LEFT eye?



Answer the prompted question: Did you see the target in the RIGHT eye?



Answer the prompted question: Did you see the target move from left to right?



Click OK on the following statement: Your device is ready for use!

By clicking 'OK', you confirm and certify that you have adhered and will comply with all given instructions of the operating manual that can be downloaded at www.neurolens.com/N3-Manual

If you had to answer “No” to any of the initial set-up questions, please contact your Neurolens authorized representative for further assistance.

2 Taking a Measurement

2.1 Setting up a patient

Prior to starting a measurement, ensure the patient is wearing refractive correction that is within 0.5 diopters of their spherical equivalent distance manifest refraction. Patient may wear contacts or corrective spectacles (single vision or progressive). If wearing spectacles, ensure they fit comfortably within the headset and do not impart uncomfortable force on the patient's face when tightening the head strap.




  Warning	<ul style="list-style-type: none">▪ WARNING: Do not over tighten head strap. Overtightening may lead to bruising, cuts, or discomfort from impinging corrective eyewear onto the patient.
--	--

After the device is connected the application will proceed through an orientation and device setup instructions. Follow the prompts to ensure the device is functioning properly.

Once the device is set up, the user will be presented with brief training on what the device does and how to take measurements.

2.2 Starting a measurement


The Measurement Device is equipped with a sensor that detects when the headset is put on. Once a patient puts the device on it will automatically initiate a measurement. An avatar will show up and instruct the patient how to complete a measurement by going through the following steps.



2.2.1 Entering a PIN

Before the patient can begin the headset alignment, the system will prompt the patient to input a unique PIN. The PIN is generated from the NeuroLens portal (Reference section 3) and is unique to that patient ID and practice. The PIN will expire after 7 days if not used, or after 1 hour of last use.

To enter the PIN the patient needs to move their head until the pointer highlights each number in sequence. The patient must maintain their gaze at the number until it is fully highlighted, and the number appears above the keypad.



Patient PIN Input Screen

From the NeuroLens portal, the user can assist patient with the PIN entry (Reference section 3).

2.2.2 Headset Alignment


When the headset is put on, the device will provide visual and audible queues to walk the patient through the test. Initially the system will audibly instruct the patient to align the headset to their eyes and provide intuitive graphical instructions.

The instructions will show how the headset is aligned on the patient's head along with a counter, showing how long the headset has been aligned. The headset must be aligned for three seconds in order to proceed to the next portion of the calibration. The graphics will display yellow with an indication of direction of misalignment if the headset is not properly aligned. Once aligned, the graphic will

display as green and count down from 3-0 to ensure the headset is aligned and stable.

The patient should adjust and release the headset rather than hold it in place. If the headset will not remain in place when released, tighten the head strap adjustment.

 Warning	<ul style="list-style-type: none">▪ WARNING: Do not over tighten head strap. Overtightening may lead to bruising, cuts, or discomfort from impinging corrective eyewear onto the patient.
--	--




Headset Alignment Graphics

2.2.3 Eye Tracking Calibration

Once the headset is properly adjusted on the patient's head the system will prompt eye tracking calibration. The patient will be asked to follow a blue dot to across several quadrants of the display.


If the patient does not cooperate or the system is unable to track the patient's eyes, the system will notify the patient that the test is unsuccessful and instruct them to return the headset.



Eye Tracking Calibration Graphics

2.2.4 Average Television Distance Base Alignment

The system will automatically proceed from PIN input to Average Television Distance (1.75 m) Base Alignment. Base alignment is most similar to a disassociated phoria measurement. The patient will be instructed to look at a target within the device. The target will be displayed only to the right eye, with the left eye being shown unrelated graphics. The disassociated left eye will be tracked, and the amount of deviation will be measured as the base alignment.




Average Television Distance Base Alignment Graphic

2.2.5 Average Television Distance Fine Alignment

After the base alignment is complete the system will present a moving peripheral stimulus at a location determined by the base alignment step. In the central region of the measurement a target is displayed in one eye at a time. First, a target is shown to the right eye centered relative to the peripheral stimulus.

The target will then disappear from the right eye and appear centered in the left eye. The system will track eye movement and if eye movement is detected, the target positions will be adjusted and the system will iterate the target positions, displaying the right eye and then the left eye again.

The system will continue to iterate the target position until eye movement is neutralized. This final target position is the misalignment measurement that is reported.



Average Television Distance Fine Alignment Graphic

2.2.6 Average Reading Distance Base Alignment

The system will automatically proceed from Average Television Distance Fine Alignment to Average Reading Distance Base Alignment. This test is similar to the Average Television Distance Base Alignment, except the target position is designed to simulate 0.5m. The patient will be instructed to look at a target within the device. The target will be displayed only to the right eye, with the left eye being shown unrelated graphics. The disassociated left eye will be tracked, and the amount of deviation will be measured as the base alignment.


2.2.7 Average Reading Distance Fine Alignment

After the base alignment is complete the system will present a moving peripheral stimulus at a location determined by the base alignment step. In the central region of the measurement a target is displayed in one eye at a time.

First, a target is shown to the right eye centered relative to the peripheral stimulus.

The target will then disappear from the right eye and appear centered in the left eye. The system will track eye movement and if eye movement is detected, the target positions will be adjusted and the system will iterate the target positions, displaying the right eye and then the left eye again.

The system will continue to iterate the target position until eye movement is neutralized. This final target position is the misalignment measurement that is reported.



Average Reading Distance Fine Alignment Graphic


2.2.8 Lifestyle Index within the device

The user will be prompted to complete a Lifestyle Index in the device if there is no Lifestyle Index on file that has been completed in the last 30 days. The user will be asked to select a number from one to five indicating the frequency they experience the following 7 symptoms:


1. Headaches



2. Neck Pain



3. Discomfort at a computer



4. Eye Strain



5. Dry Eye



6. Light Sensitivity



7. Motion Sickness



If the user wishes to return to a previous question they may select the back button.



2.2.9 Patient Education

After the alignment measurements are complete the device will provide the patient with education about how eye misalignment can affect the brain and cause symptoms such as eye strain, headache, neck ache, and other asthenopic symptoms.

2.2.10 Completing the measurement

Once the patient education is complete, the patient will be instructed to take the headset off. Although a charge may last a full day, it is recommended that the headset be plugged back in after every use to ensure the device is charged for the next patient.

The test may be terminated at any point during the test by asking the patient to take the headset off.

3 Portal

In order to run a patient and see results, the patient must be entered into the cloud database through the Neurolens Portal. Additionally, the patient needs to be assigned with an active pin for the patient to input during the measurement (See section 2.2.1).

Finally, the practice needs to access the patient results through the portal.

The NeuroLens Customer portal requires a modern, up-to-date browser such as Chrome or Safari and Windows 10 (or later) or iOS 15 or later. Minimum hardware requirements include an Intel i5 (or equivalent) processor, 8 GB RAM, and a 256 GB SSD. Network characteristics for both the N3 and the NeuroLens Customer Portal shall support minimum upload and download speeds of 10 Mbps and support secure protocols such as HTTPS and TLS 1.2 or higher. Security measures will enforce authentication and role-based user access and permissions. Regular updates, modernized security and controls along with encrypted backups will be maintained by NeuroLens, Inc

3.1 Patient Profile

Patient profile contains the following information:

- **Patient ID:** an identifier that can be used by the practice to associate the patient with an entry in their patient management system.
This field cannot be left blank. The Patient ID must be unique to that patient in that practice.
- **First Name:** the patient's first name.
This field can be left blank.
- **Last Name:** the patient's last name.
This field can be left blank.
- **Date of birth:** the patient's date of birth, entered as mm/dd/yyyy or mm-dd-yyyy.
This field must contain a valid date.
- **Email:** the patient's email. This field can be left blank.
- **Phone:** the patient's phone number. This field can be left blank.
- **OD Sphere:** the distance sphere value for the right eye¹.
If left blank, the value defaults to 0.
- **OD Cylinder:** the cylinder value for the right eye¹.
If left blank, the value defaults to 0.
- **OS Sphere:** the distance sphere value for the left eye¹.
If left blank, the value defaults to 0.
- **OS Cylinder:** the cylinder value for the left eye¹.
If left blank, the value defaults to 0.
- **Primary Lens Type:** the patient's primary lens type. This field can be left unassigned as "None Selected". However, it must be assigned during PIN confirmation dialog. If the patient does not wear any correction, assign this field to "No Correction".
- **Near Add:** the add power value for both eyes. If left blank, the value defaults to 0.

¹ Use patient's most accurate distance refractive correction from either comprehensive exam, previous prescription, and/or auto-refractor measurement.

- **OD Standard Prism:** the distance standard prism for the right eye¹. If left blank, the value defaults to 0.
- **OS Standard Prism:** the distance standard prism for the left eye². If left blank, the value defaults to 0.
- **Neurolens Prism:** the combined distance Neurolens prism (aka Neurolens Value) for both eyes. If left blank, the value defaults to 0.
- **BI/BO:** the direction of prism (Base In or Base Out).
- **Preferred Language:** the patient’s language for audio and visual cues on the device. This field can be left unassigned as “None Selected”. However, it must be assigned during PIN confirmation dialog.
- **Prescriber:** the practice prescriber for this patient. This field can be left unassigned as “None Selected”.
- **Closed Captioning:** the patient’s option to enable closed captioning on the device. This field’s default value is disabled.

3.2 Patient Management

3.2.1 Adding a patient

To add a patient, touch on **New Patient Icon**  from the Patient Search screen to open the New Profile screen, then complete the form online.

Depending on the Primary Lens Type selection, different fields may appear.

Add New Patient

PATIENT INFORMATION

Patient ID * Date of Birth *

First Name * Last Name *

Email Phone

Patient Preferred Language Prescriber

Closed Captioning

PRESCRIPTION INFORMATION

Primary Lens Type

OD Sphere OD Cylinder

OS Sphere OS Cylinder

Near Add

OD Standard Prism BI/BO

OS Standard Prism BI/BO

 Make sure the patient's prescription data is correctly entered. Incorrect prescriptive information may lead to incorrect measurements.

The Following Information is Required:

- Patient ID (A unique identifier for that patient)
- Date of Birth
- First Name
- Last Name

Validation error messages will display to indicate invalid or incomplete data entry.

Add New Patient

PATIENT INFORMATION

Patient ID * Date of Birth *
Patient ID is required.

First Name * Last Name *
First Name is required. Last Name is required.

Email Phone

Patient Preferred Language Prescriber

Closed Captioning

PRESCRIPTION INFORMATION

Primary Lens Type

OD Sphere OD Cylinder

OS Sphere OS Cylinder

Near Add

Neurolens Prism BI/BO

A pop-up message will display to indicate if a duplicate patient ID is detected.

Duplicate Patient ID

The Patient ID '12379' is already in-use.

3.2.2 Assigning a PIN

Once a patient's information is input into the portal the user can click SUBMIT. The user will be prompted as to whether they want to assign a PIN.

Confirm Patient Info x

Please ensure the information below is representative of the patient's correction at time of measurement.

Patient Preferred Language
English

Primary Lens Type
Neurolens Progressive

Prescriber
None Selected

Closed Captioning

OD Sphere: -9.75

OD Cylinder: -1.50

OS Sphere: -10.00

OS Cylinder: -4.00

Near Add: 0.00

Neurolens Prism: 0.00

BI/BO: BI

Warning: Sphere for OD and/or OS exceeds the stated maximums of -.5 or +3. The patient may experience eye tracking issues and/or be unable to successfully complete an N3 measurement. Please proceed with caution.

✓ SUBMIT x CANCEL

By clicking 'submit', I acknowledge the responsibility of informing the patient that the Neurolens test will capture and transfer eye tracking data.

If a patient in the database is saved without a PIN, a PIN can be assigned by searching for the patient (Section 3.2.3) and clicking on the **CREATE PIN**

CREATE PIN button.

PATIENT INFORMATION

Patient ID: 6076 | Date of Birth: 05/04/1996

First Name: ABCDE | Last Name: KLMNO

Email: Patient@neurolenses.com | Phone: (123) 123-0000

Patient Preferred Language: English | Prescriber: None Selected

Closed Captioning

PRESCRIPTION INFORMATION

Primary Lens Type: Single Vision

OD Sphere: 0.00 | OD Cylinder: -1.75

OS Sphere: 0.25 | OS Cylinder: -2.00

OD Standard Prism: 0.00 | BI/BO: BI

OS Standard Prism: 0.00 | BI/BO: BI

NEW LIFESTYLE INDEX

Created	Headaches	Neck Pain	Discomfort at Computer	Eye Strain	Dry Eye	Light Sensitivity	Motion Sickness	Result
Apr 29, 2024	4	3	4	4	4	3	2	5

Measurement History

Measure Date	NL Value	OD NL Value OS NL Value	ATD Value * ATD Value	PD	ATD MG1 * ATD MG2	Prescriber
Apr 29, 2024	1.2 BI	0.60 BI 0.60 BI	2.9A EXD 4.35 EXD	71.7	1 0.78	

*N3 measurements are taken at an Average TV watching distance (17M). Any historical distance measurements taken on prior generation devices will be reflected according to new terminology.

With a Patient Pin allocated, the Patient PIN will display at the top of the screen.

Patient Profile
PIN: 4936
PLACE ORDER
EDIT PATIENT

PATIENT INFORMATION
PRESCRIPTION INFORMATION

3.2.3 Searching for patients

In the **Patient Search**, you can search for patients that have previously been entered into the portal by typing at least 2 characters of the:

- First Name
- Last Name
- Patient ID
- Email Address
- Phone Number

To start searching, click within the search field and type at least two characters. Note that the search is done on all fields and a word base, so, for example, you can type “Joh A,” and the search will return “**John Ashleigh**,” “**Johanna Ames**” and “**Andrew Johnson**.”

3.2.4 Accessing Measurements and Lifestyle Index

To access measurements, search for a patient according to 3.2.3 and select the patient that you wish to view the measurement.

The screenshot displays a dark-themed interface with the following sections:

- Search Results** header.
- Patients** section containing three rows of patient data, each with a blue circular icon and a right-pointing arrow:
 - Row 1: Icon 'KC', Name 'KCGLIN CURRIG', Patient ID: TESTY, DOB: Aug 21, 1986, Email: Patient@neurolenses.com.
 - Row 2: Icon 'TB', Name 'TEST2 TEST 8', Patient ID: TESTTTT1, DOB: Nov 15, 1965, Email: ghyba@gmail.com.
 - Row 3: Icon 'UY', Name 'UYGRGI YGUY', Patient ID: STEREO-TEST, DOB: Nov 17, 2004, Email: stereo@yahoo.com, PIN: 2685.
- A **Show More** link below the patient list.
- Measurements** section containing two rows of measurement data, each with a blue circular icon and a right-pointing arrow:
 - Row 1: Icon 'UY', Name 'UYGRGI YGUY', Patient ID: STEREO-TEST, DOB: Nov 17, 2004, Measure Date: Nov 17, 2022, NL Value: 1.4 BI.
 - Row 2: Icon 'UY', Name 'UYGRGI YGUY', Patient ID: TEST-STEREO-2, DOB: Nov 16, 2004, Measure Date: Nov 16, 2022, NL Value: 1.4 BI.
- Recent Lifestyle Indexes** section containing two rows of index data, each with a blue circular icon and a right-pointing arrow:
 - Row 1: Icon 'A', Name 'TEST ALYSSA', DOB: Mar 02, 1999, Created: Sep 25, 2023, with an orange status indicator.
 - Row 2: Icon 'A', Name 'TEST28 SPRINT', DOB: Feb 26, 1988, Phone: 3330330033, Created: Oct 18, 2023, with a green status indicator.

Once the patient is selected there will be their history of lifestyle indexes and measurements. To access the results of any of the measurements or indexes simply select the measurement of interest.

Lifestyle Index History NEW LIFESTYLE INDEX

Created	Headache	Neck Pain	Discomfort at Computer	Eye Strain	Dry Eye	Light Sensitivity	Motion Sickness	Result
Jul 14, 2021	2	3	3	4	3	4	1	S
Feb 27, 2019	2	2	2	2	2	4	1	

Measurement History

Measure Date	NL Value	OD NL Value OS NL Value	Distance Value Near Value	Distance PD Near PD	Distance MQI Near MQI	
Feb 27, 2019	1.7 BI	0.87 BI 0.87 BI	2.44Δ EXO 7.53Δ EXO	59.8598 58.799	1 1	→

Neurolens Lab Order History


Order ID	Tracking Number	Order Type	Status	Created	Ship Date	
17783	1Z4Y44160391794398	New Order	Shipped	Dec 20, 2019	Dec 27, 2019	→

Lifestyle Index History

Measurement History


Measure Date	NL Value	OD NL Value OS NL Value	Distance Value Near Value	Distance PD Near PD	Distance MQI Near MQI	
Feb 27, 2019	1.7 BI	0.87 BI 0.87 BI	2.44Δ EXO 7.53Δ EXO	59.8598 58.799	1 1	→

Measurement History



Measurement Results

For more detailed results about how the eyes tracked throughout the test as well as how they might be affected by add power, click on the **side arrow**  button.



Measurement Details

3.2.5 Monitoring Device and Exams in Progress through the Portal

The state of devices assigned to a Practice may be monitored through the portal. From the portal home screen, select the  icon.


The status of all devices associated with the practice will be displayed.

Exams In Progress


- Alpha-02: Offline, Battery Low
- Alpha-05: Offline, Battery Low
- Alpha-06: Offline, Battery Low
- Alpha-12: Online, Battery Full, Patient is entering PIN
- Alpha-22: Offline, Battery Low

The last known battery charge state for the device, and the current state of the device and the current step of any exams in progress will be displayed as described in the following images.


Pin Entry step:



Tooltip Name:




Calibration step:




Exam step:




Lifestyle Index step:




Education step:




Test Completed:



Idle State:




Offline State:




3.2.6 PIN Entry Assist

From the Exams in Progress screen, the user can assist patient with PIN entry while the patient is waiting in the PIN screen on the device by clicking on the  button.




After entering the valid PIN, verify the following confirmation dialog and click the **CONFIRM** button to continue.



3.2.7 Outputting Data

The system allows the results to be sent to the patient via their email address by clicking on the **SEND RESULTS**  button. This will prompt the user to input the patient's email address.



Send Results


Additionally, results can be printed, or a PDF can be saved by clicking on the **PRINT** button .

3.2.8 Modifying patient data

Search for the patient according to 3.2.3 and select the patient that you wish to modify. Click **EDIT PATIENT** button  to update patient's data, except for Patient ID. To save, click the **SUBMIT** button .

3.2.9 N3 Practice Customization (NPC)

When N3 Practice Customization setting is enabled for the practice, once the patient puts the device on, from the Neurolens portal, the user can assist the patient to complete a measurement by going through the following steps.




From the Neurolens portal, clicks the **RUN PATIENT**  button from one of the following screens:


1. Patient Profile

The screenshot shows the 'Patient Profile' screen with the following details:


- Buttons:** RUN PATIENT, PLACE ORDER, EDIT PATIENT
- PATIENT INFORMATION:**
 - Patient ID: TESTA1
 - Date of Birth: 02/21/2007
 - First Name: A1
 - Last Name: TEST
 - Email: [Redacted]
 - Phone: () - -
 - Patient Preferred Language: Punjabi
 - Prescriber: Nancy Nnabue
 - Closed Captioning: [Toggle]
- PATIENT IS CURRENTLY WEARING:**
 - None, GLASSES, CONTACTS
 - READERS, SINGLE VISION, PROG / BIFOCAL
 - Prism Type: NONE, STANDARD, NEUROLENS
 - Neurolens Prism: 0.50
 - BV/BO: BI




On the Run Patient dialog, select the device and specify the Patient Preferred Language and Closed Captioning option, then click **SUBMIT** button which will start the Headset Alignment and Eye Tracking Calibration steps on the device. Meanwhile, confirm the following Patient Information, including the refractive correction that the patient is wearing, and click **SUBMIT** button. Once the Eye Tracking Calibration step is completed, the patient continues with the alignment measurement.





2. Exam in Progress






On the Run Patient dialog, specify the Patient Preferred Language and Closed Captioning option, then click **SUBMIT** button which will start the Headset Alignment and Eye Tracking Calibration steps on the device.

Meanwhile, create a new Patient Information or search for an existing patient.




Once Patient Information is assigned, including the refractive correction that the patient is wearing, click the **SUBMIT** button and verify the following confirmation dialog. Click the **CONFIRM** button to continue. Once the Eye Tracking


Calibration step is completed, the patient continues with the alignment measurement.



If the patient completes the Eye Tracking Calibration step before the Patient Information is submitted and confirmed, the device displays the following wait dialog with 60 seconds countdown.



If it takes longer than 60 seconds, the device displays the PIN screen.



If the user clicks the **CANCEL** button during the Patient Information dialog, as long as the patient remains with the headset on, the user has the option to resume the session by clicking the **RESUME SESSION**  button on the Exam in Progress screen. On resume session, the patient does not have to repeat the calibration.



3.3 User Management

To add a new Portal user, click on the **USER MANAGEMENT** button on the Practice Profile screen, then the **ADD NEW USER** button to complete the following form:




The "Add New User" form is shown in its initial state. It features a dark background with white text and input fields. The fields are: "First & Last Name" (text input), "Prescriber" (checkbox, currently unchecked), "Email" (text input), "Login User Name" (text input), and "One-time Password" (text input with the value "@default123"). A note below the password field states: "New user will use this temporary password for their first login, and will be asked to enter a new password when they login." At the bottom are "SUBMIT" and "CANCEL" buttons.

If the user is also a prescriber, it includes the following settings:

- **Patient Education:** the option to enable/disable the patient education after the alignment measurement on the device. There are two types of patient education, namely: Standard Education and Condensed Education. The Condensed Education option is only available if the NPC is enabled for the practice.

The "Add New User" form is shown with the "Prescriber" checkbox checked. Two toggle switches are visible: "Patient Education" (checked) and "Interest Question" (checked). The "Patient Education" dropdown menu is open, showing "Standard Education" (selected), "Standard Education", and "Condensed Education". The "Interest Question" dropdown menu is also open, showing "Would you like to discuss solutions to". The rest of the form fields and buttons are the same as in the previous image.

- **Interest Question:** the option to enable/disable interest question dialog after the patient education. This field is disabled if the Patient Education option is disabled. If the NPC is enabled, there will be more than one interest questions to choose from; otherwise, there will be only 1 option available.



4 System Warning Messages

Warning Message	Possible Cause	Possible Action
Invalid PIN	Patient is inputting the wrong PIN.	Reiterate to the patient that they need to move their head to point to the right number and ensure the numbers above the keypad are the same as the PIN.
Duplicate Patient ID	A patient ID is input into the portal that has already been used. Each patient ID must be unique to that practice.	Search for the patient ID and ensure it is the desired patient, or enter a new patient ID.

5 Troubleshooting

Symptom	Possible cause	Solution
Measurement fails	Lens misalignment Poor tracking Patient correction is out of range	<ul style="list-style-type: none"> Ensure the patient's pupillary distance is within the range of the measurement device 55-71mm If the patient is wearing spectacles, ensure the Rx is within the supported prescriptive range (+3 to -5 Spherical Equivalent) Ensure the patient does not have a condition, disease, or physiology that would prevent a measurement (see contraindications)
Failed calibration	Patient cooperation Poor tracking Patient correction is out of range	<ul style="list-style-type: none"> Remind the patient to keep their eyes wide open when not blinking and to track with the target. If the patient is wearing spectacles, ensure the Rx is within the supported prescriptive range (+3 to -5 Spherical Equivalent) Ensure the patient does not have a condition, disease, or physiology that would prevent a measurement (see contraindications)

Symptom	Possible cause	Solution
Unable to align headset	Headset too loose Unable to follow instructions	<ul style="list-style-type: none"> Use the headset adjustment knob to tighten the headset around the patient's head until it stays in place when adjusting. Instruct the patient to hold the edges of the headset and move it up and down and/or tilt it so that they understand how the graphic interacts with the device movement.
Incorrect measurement results	Poor tracking	<ul style="list-style-type: none"> Repeat the measurement and instruct the patient to keep his/her eyes wide open and try to not move during the measurement. Use pupil touch tracking during patient alignment.
Incorrect measurement results	Poor patient cooperation	<ul style="list-style-type: none"> Repeat the measurement and remind the patient to look at the target. Continually instruct the patient to look at the dot or cross throughout the test.
Incorrect measurement results	Lens misalignment	<ul style="list-style-type: none"> See Measurement fails/Lens misalignment above.
PIN doesn't work	N ³ not connected to internet Patient PIN has expired.	<ul style="list-style-type: none"> Verify the patient has an associated PIN by searching for the patient in the portal. Restart the headset and, if prompted, follow the WiFi setup instructions.
Unable to find patient on portal	N ³ not connected to internet	<ul style="list-style-type: none"> Restart the headset and, if prompted, follow the WiFi setup instructions.

Any serious incident or injury that has occurred in relation to the device should be reported to Neurolens (the manufacturer) and the competent authority of the Member State (EU) or FDA (US) in which the user and/or patient is established.

6 Glossary

Name	Description
AC/A	Accommodative Convergence/ Accommodation (measured in prism diopters/diopters). The convergence response of an individual (the amount the eyes turn inward) about the amount of stimulus of accommodation (eye focusing). The normal ratio is 4:1.
Asthenopia	Symptoms of "eye-strain" including headaches, tearing, itching, burning, and blurred vision.
Binocular Fusion	The neural process by which the images in each retina are synthesized or integrated into a single percept. In normal binocular vision, this process occurs when corresponding (or nearly corresponding) regions of the retina are stimulated. This process can occur when the images are either in the central part of the retinae (central fusion) or the peripheral part of the retinae (peripheral fusion).
ESO	Inward deviation of the eye
EXO	Outward deviation of the eye
Fixation	The ability to aim the eye and hold that aim on an object, such as a word in a line of print.
Fixation Disparity	Over-convergence or under-convergence, or vertical misalignment of the eyes under binocular viewing conditions small enough in magnitude so that fusion is present.

Name	Description
Heterophoria	An eye condition in which the directions that the eyes are pointing at rest position, when not performing binocular fusion, are not the same as each other, or "not straight."
Phoria	The relative directions assumed by the eyes during binocular fixation of a given object in the absence of an adequate fusion stimulus.
Prism Diopters (Δ)	The amount of induced angle provided by a prism lens. $P = 100 \cdot \tan(d)$ where P is Prism Diopters and d is the deflection angle. One prism Diopter is equal to the amount of angular deflection that induces 1cm of deflection at 1m.
Pupillary Distance (PD)	The distance from the center of one pupil to the center of the other pupil. Used for proper positioning of eyeglass lenses in front of the eye. This measurement can be taken for distance viewing (far PD) or near viewing (near PD).
Strabismus	Strabismus, more commonly known as cross-eyed or wall-eyed, is a vision condition in which a person cannot align both eyes simultaneously under normal conditions. One or both eyes may turn in, out, up, or down.

7 Guidance and Manufacturer's Declaration

7.1 Emissions

The nMD3 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user of the nMD3 should ensure that it is used in such an environment.

Emissions Test	Compliance	Electromagnetic Environment – Guidance
RF Emissions CISPR 11	Group 1	The N ³ is suitable for use in all establishments other than domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
RF Emissions CISPR 11	Class A	
Harmonics IEC 61000-3-2	Complies	
Flicker IEC 61000-3-3	Complies	

7.2 Immunity

The nMD3 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user of the nMD3 should ensure that it is used in such an environment.

Immunity Test	IEC 60601 Test Level	Compliance Level	Electromagnetic Environment – Guidance
ESD IEC 61000-4-2	±8kV Contact ±15kV Air	±8kV Contact ±15kV Air	Floors should be wood, concrete, or ceramic tile. If floors are synthetic, the r/h should be at least 30%
EFT IEC 61000-4-4	±2kV Mains ±1kV I/O's	±2kV Mains N/A	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1kV Differential ±2kV Common	±1kV Differential ±2kV Common	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.

Immunity Test	IEC 60601 Test Level	Compliance Level	Electromagnetic Environment – Guidance
Voltage Dips IEC 61000-4-11	>95% Dip for 0.5 Cycle >95% Dip for 1 Cycle 30% Dip for 25/30 Cycles >95% Dip for 250/300 Cycles	>95% Dip for 0.5 Cycle >95% Dip for 1 Cycle 30% Dip for 25/30 Cycles >95% Dip for 250/300 Cycles	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Power Frequency 50/60Hz Magnetic Field IEC 61000-4-8	30 A/m	30A/m	Power frequency magnetic fields should be that of a typical commercial or hospital environment.
NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.			
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 V 0.15 MHz-80 MHz 6 V ¹⁾ in ISM between 0.15 MHz and 80 MHz ²⁾ 80 % AM at 1 kHz	3 V 0.15 MHz-80 MHz 6 V ¹⁾ in ISM between 0.15 MHz and 80 MHz ²⁾ 80 % AM at 1 kHz	PROFESSIONAL HEALTHCARE FACILITY ENVIRONMENT
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz – 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	3 V/m 80 MHz – 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	PROFESSIONAL HEALTHCARE FACILITY ENVIRONMENT

7.3 Immunity to RF wireless communications equipment

The nMD3 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user of the nMD3 should ensure that it is used in such an environment.

Test Frequency	Band ¹	Service ¹	Modulation ²	Maximum Power	Distance	Immunity Test Level
MHz	MHz			W	Meters	(V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Pulse modulation ² 18 Hz	1.8	0.3	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ³ ± 5 kHz deviation 1 kHz sine	2	0.3	28
710 745	704 - 787		Pulse modulation ² 217 Hz	0.2	0.3	9

Test Frequency	Band ¹	Service ¹	Modulation ²	Maximum Power	Distance	Immunity Test Level
MHz	MHz			W	Meters	(V/m)
780		LTE Band 13, 17				
810 870 930	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation ² 18 Hz	2	0.3	28
1720 1845 1970	1700 - 1900	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulse modulation ² 217 Hz	2	0.3	28
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation ² 217 Hz	2	0.3	28
5240 5500 5785	5100 - 5800	WLAN 802.11a/n	Pulse modulation ² 217 Hz	0.2	0.3	9

NOTE If necessary, to achieve the IMMUNITY TEST LEVEL, the distance between the transmitting antenna and the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM may be reduced to 1 m. The 1 m test distance is permitted by IEC 61000-4-3.

¹ For some services, only the uplink frequencies are included.

² The carrier shall be modulated using a 50 % duty cycle square wave signal.

³ As an alternative to FM modulation, 50 % pulse modulation at 18 Hz may be used because while it does not represent actual modulation, it would be worst case.

This page has been intentionally left blank



Service Notice

Read this manual thoroughly before performing service or maintenance on the N³. This manual contains advanced troubleshooting, calibration, and maintenance instructions. All maintenance and repair work should be performed by qualified biomedical technicians who have received appropriate training and authorization to provide maintenance, repair, and service for the N³.

1. Tools and Equipment

No user maintenance is required on the N³ outside of precautions mentioned in section 1.11.3 Maintenance and care, and the patient facemask change mentioned in the section hereafter.

2. Patient Facemask Change Instructions

The patient facemask is the only component subject to replacement in the N3 based on regular wear and tear and repeated cleaning. In order to get a replacement patient facemask, contact your Neurolens or local Authorized Representative. To replace the patient facemask follow the following steps

Ensure the device is un-plugged and powered off.

Press on the side of the existing facemask first and firmly pull it apart from the headset, starting on the side, then the bottom, until it comes off the headset. Ensure the black insert is taken off as well, it will be reused with the new facemask.



Gently separate the black insert from the old facemask and attach it to the new facemask and ensure the mating point clips in properly.



Attach the New Facemask by pressing down on the two sides first until it clips in.



3. Software Update

The N³ is subject to ongoing software updates. As such, to ensure this manual is up to date with the current software, please check Neurolens®'s website <http://www.neurolens.com/n3-manual> for updated versions of this document.




This page has been intentionally left blank

Ahhh For Their Eyes™



N3



Guide de l'utilisateur

Page intentionnellement vierge

Manuel d'utilisation

Modèle N^{MD3}

Appareil de mesure NeuroLens^{MD}, N³

Dernière Date de Révision : 03/07/2025



Informations du fabricant

NeuroLens® :

1234 Lakeshore Dr, Suite 200

Coppell, TX 75019, États-Unis

+1 888 236 2219

info@neuroLens.ca

neuroLens.com



Représentant de l'Union européenne autorisé à agir au nom de NeuroLens
conformément à la législation MDR

Advena Limited

Tower Business Centre, 2nd Flr.,

Tower Street, Swatar,

BKR 4013 Malta

Manuel d'utilisation du N³

Réf. 90033, révision 05

Tous droits réservés

Neurolens[®] :

L'information contenue dans le présent document est la propriété exclusive de Neurolens^{MD}. Toute reproduction, en partie ou en entier, du présent document sans l'autorisation écrite préalable de Neurolens^{MD} est strictement interdite.

Les produits auxquels il est fait référence dans le présent document peuvent être des marques de commerce et des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. L'éditeur et l'auteur ne revendiquent pas ces marques de commerce.

Appareil de mesure Neurolens^{MD3}, N³

Le contenu du présent document est susceptible d'être modifié sans préavis.

Consulter le site Internet de Neurolens (<http://www.neurolens.com/n3-manual>) pour obtenir la version actualisée du présent document.



L'information contenue dans le présent document est confidentielle et est la propriété exclusive de Neurolens^{MD}. Toute reproduction, diffusion ou distribution, en partie ou en entier, du présent document sans l'autorisation écrite préalable de neurolens^{MD} est strictement interdite. Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour garantir l'exactitude des informations fournies dans ce document, les informations, figures, illustrations, tableaux, caractéristiques et schémas qu'il contient sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Dans ce document, les noms N³ (nom commercial) et NMD3 peuvent être utilisés de manière interchangeable.

Veuillez adresser vos demandes de renseignements concernant le présent manuel ou l'assistance technique à Neurolens^{MD}, 1234 Lakeshore Dr, Suite 200 Coppell, TX 75019, États-Unis. Téléphone : +1 (888) 236 2219 (aux États-Unis).

Tous droits réservés. La reproduction ou la diffusion, en partie ou en entier, du présent manuel par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Neurolens^{MD} est strictement interdite.


PRÉCAUTIONS

Ce produit étant un instrument de précision, il doit toujours être utilisé et conservé dans un environnement normal et contrôlé, avec une température comprise entre 10 et 30 °C, un taux d'humidité compris entre 20 et 80 % et une pression atmosphérique comprise entre 700 et 1060 hPa.

- L'instrument doit être installé à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Ne rien poser sur l'instrument.
- Il faut brancher correctement tous les câbles pour le chargement avant l'utilisation et veiller à bien les acheminer afin de réduire le risque de trébuchement.
- Utiliser une source alimentation respectant la tension nominale prévue pour l'appareil.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être éteint et débranché de sa source d'alimentation.
- Pour obtenir des résultats de mesure précis, veiller à maintenir les composants optiques externes propres et exempts de traces de doigts, de taches et de poussière.

INFORMATIONS CONCERNANT LES SYMBOLES

Les symboles suivants figurent sur l'instrument :



Classification des produits de type B
Équipement de classe 2, alimenté par piles

Normes de sécurité électrique

Ce système a été testé et jugé conforme aux normes suivantes :

IEC 60601-1 (Sécurité)

IEC 60601-1-2 (CEM, éd. 4)

IEC 62471 (éd. 1, sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

Autres Normes appliquées – Conception et processus de Fabrication

ISO 13485 Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité —

Exigences à des fins réglementaires

ISO 14791 Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux

ISO 15223 Dispositifs médicaux — Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricant

ISO 62304 Logiciels de dispositifs médicaux – Processus du cycle de vie des logiciels

ISO 10993 Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Évaluation et essais dans le cadre d'un processus de gestion des risques

Émissions des DEL

Le N³ utilise des DEL qui émettent un rayonnement infrarouge de 850 nm. Les émissions de l'appareil se situent dans les limites fixées par la norme IEC 60825 pour une exposition continue pendant une durée maximale de 30 000 secondes, et sont conformes à la norme IEC 62471 et ne nécessitent pas la présence d'étiquettes supplémentaires.

Avis relatif à la compatibilité électromagnétique (CEM)

Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas configuré et utilisé conformément aux instructions fournies dans ce manuel, des interférences électromagnétiques peuvent survenir. L'appareil a été testé et jugé conforme aux limites fixées dans la norme EN 60601-1-2 relative aux dispositifs médicaux. Ces limites garantissent une protection raisonnable contre les interférences électromagnétiques lorsque l'appareil est utilisé dans les environnements prévus (p. ex., hôpitaux, laboratoires de recherche).

Cet appareil renferme des composants dont le fonctionnement peut être perturbé par des champs électromagnétiques intenses. Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement IRM ou à proximité d'équipements de diathermie chirurgicale à haute fréquence, de défibrillateurs, ou d'équipements thérapeutiques à ondes courtes. Les interférences électromagnétiques peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

AFFICHAGES DE SÉCURITÉ

Afin de favoriser une utilisation sécuritaire de l'instrument et d'éviter tout danger pour l'opérateur et les tiers, ainsi que tout risque de dégâts matériels, des avertissements sont fournis dans le manuel d'utilisation et sur le corps de l'instrument.

Nous vous recommandons de bien vous familiariser avec la signification des affichages/icônes suivants et des consignes de sécurité, ainsi que de lire le manuel et de respecter strictement les instructions.

AFFICHAGES

AFFICHAGE	SIGNIFICATION
 AVERTISSEMENT	Une mauvaise utilisation de l'appareil ou le non-respect de cet affichage peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
 MISE EN GARDE	Une mauvaise utilisation de l'appareil ou le non-respect de cet affichage peut entraîner des lésions physiques ou des dégâts matériels.

- Le terme « lésions » désigne les blessures, les brûlures, les chocs électriques, etc.
- Le terme « dégâts matériels » désigne des dégâts importants pouvant être subis par les bâtiments, les périphériques et le mobilier.

ÉTIQUETTES

Étiquette	Description/signification
	Lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

ICÔNE

ICÔNE	SIGNIFICATION
	Cette icône indique une action à éviter. Les contenus spécifiques sont indiqués par des mots ou des illustrations situés près de l'icône.
	Cette icône indique une action obligatoire. Les contenus spécifiques sont indiqués par des mots ou des illustrations.
	Cette icône indique un danger (Avertissement). Les contenus spécifiques sont indiqués par des mots ou des illustrations situés près de l'icône.

Le N³ fait l'objet de brevets américains et de brevets américains et étrangers en instance. Consulter le site <https://www.neurolens.com/patents/> (en anglais seulement) pour connaître la liste des brevets américains en lien avec le N³.
Copyright© 2023 Neurolens^{MD}, Inc.

Cet instrument présente les caractéristiques suivantes :

Le N³ utilise un bloc de recharge à courant alternatif (c.a.) de classe 2 (Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd., modèle CK18W02U) (125/240 V c.a.; 0,5 A; 50/60 Hz) qui convertit le courant en courant continu (c.c.) grâce à un bloc d'alimentation et qui recharge une batterie Li-ion. Cet appareil fonctionne seulement sur piles.

Le présent manuel d'utilisation couvre le fonctionnement de base, le dépannage, la vérification, l'entretien et le nettoyage du N³.

Pour utiliser cet instrument de manière plus efficace, lire les étiquettes de sécurité et les consignes de sécurité. Conserver ce manuel à portée de main pour toute référence ultérieure.

INSTRUCTIONS DE BASE

  AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Afin de prévenir tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir l'instrument et n'y apporter aucune modification. Confier tous les travaux de réparation à un technicien qualifié.
  MISE EN GARDE	<ul style="list-style-type: none"> Éviter d'utiliser cet appareil sur ou à côté d'un autre appareil, car cela pourrait nuire à son bon fonctionnement. Si cela n'est pas possible, s'assurer que les deux appareils fonctionnent normalement.

 MISE EN GARDE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux indiqués ou fournis par le fabricant de cet appareil peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité aux ondes électromagnétiques de cet appareil et provoquer des dysfonctionnements.
 MISE EN GARDE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'équipement de communication RF portable (y compris les périphériques comme les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doit pas être utilisé à moins de 30 cm (12 po) du N³ et de ses composants, y compris les câbles précisés par le fabricant. Cela risquerait de perturber le fonctionnement de cet appareil.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirmer que le patient est en bonne santé avant l'utilisation. Les femmes enceintes ou encore les personnes âgées ou qui souffrent de problèmes physiques, mentaux, visuels ou cardiaques graves doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil.
 MISE EN GARDE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S'assurer que le casque est porté de manière à éviter tout frottement ou impact entre les lentilles de réalité virtuelle et les verres de prescription.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 30 minutes consécutives. En cas de gêne ou de fatigue des yeux, cesser immédiatement d'utiliser l'appareil.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'environnement en RV empêchera le patient de voir les objets autour de lui. Il faut donc s'assurer que le patient soit protégé contre les chutes ou les objets en mouvement et soit bien immobile sur son siège, protégé contre les chutes dans un escalier ou par une fenêtre.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certaines personnes pourraient souffrir de graves étourdissements, de vomissements, de palpitations, ou même d'évanouissements lorsqu'elles utilisent des casques de réalité virtuelle. Consulter un médecin si la personne a déjà ressenti l'un ou l'autre des symptômes ci-dessus.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certaines personnes sont allergiques au plastique, au polyuréthane, au tissu ainsi qu'aux autres matériaux entrant dans la composition de ce produit. Le contact à long terme avec la peau peut provoquer des symptômes comme des rougeurs, des enflures et une inflammation. Si de tels symptômes se manifestent, cesser d'utiliser l'instrument et consulter un médecin.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cesser d'utiliser le produit immédiatement si le patient souffre d'anomalies visuelles (vision double, distorsion, douleurs ou inconfort visuels, etc.), de transpiration excessive, de nausées, de vertiges, de palpitations, de désorientation, de perte d'équilibre, ou d'autres signes de malaise.

 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ce produit donne accès à une expérience en réalité virtuelle immersive. Cesser d'utiliser l'appareil et consulter un médecin immédiatement si l'un ou l'autre des symptômes ci-après se manifeste : <ul style="list-style-type: none"> ○ Crise d'épilepsie, perte de conscience, convulsions, mouvements involontaires, étourdissements, désorientation, nausées, somnolence ou fatigue. ○ Douleur ou inconforts oculaires, fatigue oculaire, contractions musculaires des yeux ou anomalies visuelles (illusions, vision floue ou double) ○ Démangeaisons, eczéma, enflures, peau irritée ou autres inconforts. ○ Transpiration excessive, perte d'équilibre, perte de coordination œil-main, ou symptômes du mal des transports semblables. ▪ Ne pas conduire un véhicule motorisé, opérer des machines ou entreprendre des activités pouvant avoir des conséquences potentiellement graves avant de s'être entièrement remis de tels symptômes.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Respecter l'interdiction expresse d'utiliser de l'équipement sans fil dans des établissements de santé et arrêter l'instrument ainsi que tous ses accessoires dans de tels environnements.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les ondes radio générées par ce produit peuvent nuire à l'utilisation normale des dispositifs médicaux implantables ou d'autres appareils médicaux personnels, comme les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les appareils auditifs, etc. Prière de consulter le fabricant de l'appareil ou du dispositif au sujet des restrictions d'utilisation de cet instrument si le patient utilise ou porte l'un ou l'autre de ces appareils/dispositifs médicaux.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garder une distance d'au moins 15 cm entre cet appareil et les appareils/dispositifs médicaux implantés (stimulateurs cardiaques, implants cochléaires, appareils auditifs, etc.) lorsque ce dernier est branché. Cesser l'utilisation du casque de réalité virtuelle si vous observez une interférence persistante avec votre appareil ou dispositif médical.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ne pas utiliser cet instrument pendant les orages. Les orages peuvent provoquer une défaillance de l'appareil et accroître le risque d'électrocution.
 MISE EN GARDE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protéger les lentilles d'imagerie de la lumière. Tenir le produit à l'écart des sources de rayons ultraviolets, comme les rebords de fenêtres, les tableaux de bord automobiles ou d'autres sources de lumière intense.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risque d'étouffement : Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Prière de garder ces éléments hors de la portée des enfants.

 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas garder le volume élevé pendant de longues périodes pour prévenir les dommages auditifs.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas utiliser l'équipement près de stations d'essence ou de zones dangereuses où se trouvent des articles inflammables et (ou) des agents chimiques. Respecter les instructions sous forme graphique ou textuelle lorsque le produit se trouve dans de telles zones ou à proximité de celles-ci. L'utilisation de ce produit dans ces zones dangereuses s'accompagne d'un risque d'explosion et d'incendie.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas entreposer ou transporter le produit ou ses accessoires dans le même contenant que des liquides, des gaz ou d'autres substances inflammables.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> L'instrument doit être rechargé seulement avec le chargeur fourni.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la recharge est terminée, débrancher le chargeur de l'instrument et de la prise de courant.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Si l'adaptateur ou le câble de recharge est endommagé, cesser d'utiliser l'instrument pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas utiliser l'instrument ou son chargeur avec les mains mouillées pour éviter les courts-circuits, défaillances ou électrocutions.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> N'utilisez pas le chargeur ou l'équipement s'il est humide ou mouillé.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Les casques de réalité virtuelle sont munis de batteries internes fixes. Ne pas tenter de remplacer la batterie, car cela peut endommager la batterie ou provoquer un incendie ou encore des lésions corporelles.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas désassembler ou modifier la batterie, insérer des corps étrangers dans la batterie ou immerger cette dernière dans l'eau ou d'autres liquides. Le fait de manipuler la batterie de la sorte peut provoquer une fuite de produit chimique, une surchauffe, un incendie ou une explosion. Si une substance semble fuir de la batterie, éviter tout contact avec la peau ou les yeux.
 AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> En cas de contact matériel avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et communiquer avec son centre antipoison local.

  AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas laisser tomber, presser ou perforer la batterie. Éviter de soumettre la batterie à des températures ou des pressions externes élevées, car cela pourrait corrompre et (ou) faire surchauffer la batterie.
  AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> AVERTISSEMENT : Ne pas trop serrer le serre-tête. Cela pourrait entraîner des ecchymoses, des coupures, ou un inconfort dû à la pression exercée par le verre correcteur sur le visage du patient.
  AVERTISSEMENT	<ul style="list-style-type: none"> AVERTISSEMENT : S'assurer que les patients portent les verres ou les lentilles appropriés. Le port de verres ou de lentilles inappropriés peut fausser les résultats des examens.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Température : 10 à 30 °C
Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Pression atmosphérique : 700 à 1 060 hPa
Tenir loin de la pluie ou de l'humidité.
Placer l'instrument loin de sources de chaleur comme les flammes ou les radiateurs et plinthes électriques, ou encore d'endroits pouvant produire des températures excessives.

STOCKAGE, PÉRIODE D'UTILISATION ET AUTRES

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES POUR L'INSTALLATION (SANS EMBALLAGE)

Température : 10 à 40 °C
Humidité : 10 à 95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique : 700 à 1 060 hPa

CET INSTRUMENT NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DE LA NORME ISO 15004-1 EN MATIÈRE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE. NE PAS STOCKER CET INSTRUMENT DANS UN ENDROIT OÙ LA TEMPÉRATURE PEUT MONTER AU-DESSUS DE 40 °C OU DESCENDRE EN DESSOUS DE 10 °C.

Ne pas appliquer de pression excessive pendant le rangement afin d'éviter tout dommage à l'instrument et à ses lentilles.

VEILLEZ À RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES LORS DU STOCKAGE DE L'INSTRUMENT :

- (1) L'instrument doit être protégé contre les éclaboussures.
- (2) Ranger l'instrument dans un endroit où la pression atmosphérique, la température, l'humidité, la ventilation, la lumière du soleil, la poussière et (ou) la présence de sel ou de soufre dans l'air sont contrôlées.
- (3) Ne pas stocker l'instrument dans un endroit où sont entreposés des produits chimiques ou dans un endroit où du gaz est produit.

PÉRIODE D'UTILISATION

Trois (3) ans à compter de la livraison sous réserve d'un entretien régulier (conforme à l'auto-certification)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LE TRANSPORT DE L'INSTRUMENT EMBALLÉ

Température : -40 à +70 °C
Humidité : 10 à 95 %

ALIMENTATION

TENSION / INTENSITÉ : 125/240 Vca / 0,5 A
FRÉQUENCE : 50/60 Hz

Le fait de débrancher le bloc d'alimentation coupe la tension secteur. Il est recommandé de placer le système dans un endroit permettant d'accéder au bloc d'alimentation.

INDICE DE PROTECTION CONTRE LA PENETRATION: IP20

PARAMÈTRES DE CONNECTIVITÉ SANS FIL

Bande de fréquence	2 400 à 2 483,5 MHz (BT) 2 400 à 2 483,5 (WiFi), 5150 à 5350 MHz (intérieur seulement), 5470 à 5725 MHz, 5725 à 5850 MHz
Puissance de sortie RF	BT 9,84 dBm WiFi : 2 400 à 2 483,5 MHz 20 dBm, 5 150 à 5 350 MHz (intérieur seulement) 23 dBm 5 470 à 5 725 MHz 23 dBm 5 725 à 5 850 MHz 13,98 dBm

CÂBLES

Le chargeur doit être utilisé pour recharger la batterie. Il faut seulement utiliser un bloc d'alimentation modèle CK18W02U fabriqué par Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd. Ne pas utiliser un bloc et (ou) un câble d'alimentation d'un modèle autre que celui fourni.

MAINTENANCE ET CONTRÔLES

- (1) Tous les équipements et composants de l'appareil doivent faire l'objet de maintenance et de contrôles réguliers.
- (2) Avant d'utiliser l'appareil après une période d'inactivité prolongée, s'assurer qu'il fonctionne bien et de manière sécuritaire avant d'essayer de prendre des mesures sur un patient.
- (3) Maintenir les composants optiques d'imagerie propres, sans traces de doigts ni poussière.
- (4) Si les composants optiques d'imagerie sont sales, les nettoyer en suivant les instructions fournies dans la section 1.7.3 de ce manuel d'utilisation.

ENTRETIEN

- (1) L'entretien du N³ doit être confié à un technicien de NeuroLens^{MD}, Inc.
- (2) Le N3 ne doit pas faire l'objet d'un entretien pendant qu'il est utilisé sur un patient.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Le présent manuel est protégé par le Titre 17 du code des droits d'auteur des États-Unis et est la propriété exclusive de NeuroLens^{MD}. Aucune partie du présent document ne doit être copiée ou reproduite par quelque moyen que ce soit, ou stockée dans un système informatique, sauf dans les cas spécifiques autorisés par les lois américaines sur les droits d'auteur, sans l'autorisation écrite préalable de NeuroLens^{MD}.

Garantie limitée

NeuroLens^{MD} garantit que le N3 est exempt de défauts de main-d'œuvre et de matériaux et qu'il se comportera de la manière indiquée dans les spécifications du produit pendant une durée d'un an à compter de la date de vente par NeuroLens^{MD}. Si le produit ne fonctionne pas conformément aux spécifications, NeuroLens^{MD} réparera ou remplacera, à sa discrétion, la pièce ou le matériau défectueux. NeuroLens^{MD} paiera les frais de transport depuis les installations de NeuroLens^{MD} jusqu'au point de vente du détaillant (et jusqu'à cet endroit seulement). La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une altération et d'autres défauts non liés aux matériaux ou à la main-d'œuvre.

NeuroLens^{MD} décline toute responsabilité en cas de perte financière, de manque à gagner, de frais généraux ou de dommages indirects qui pourraient être liés à la vente ou à l'utilisation de ce produit. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs. Il se peut donc que la limitation ou l'exclusion décrite ci-dessus ne s'applique pas à vous.

Cette garantie annule et remplace toute autre garantie explicite. Par ailleurs, toute garantie implicite, y compris toute garantie de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est limitée à un an. Certains pays n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite. Il se peut donc que la limitation décrite ci-dessus ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous octroie des droits spécifiques qui peuvent varier d'un pays à l'autre.

Pour faire valoir vos droits au titre de la présente garantie, communiquer avec le revendeur NeuroLens^{MD} agréé local ou communiquer directement avec NeuroLens^{MD} Inc. aux coordonnées suivantes :

NeuroLens^{MD}
1234 Lakeshore Dr, Suite 200
Coppell, TX 75019, États-Unis
+1 888 236 2219
accountmanagement@neuroLens.com
neuroLens.com

Page intentionnellement vierge

Table des matières

1	INTRODUCTION ET UTILISATION PRÉVUE	4
1.1	Introduction	4
1.2	Utilisation	4
1.3	Présentation	5
1.4	Caractéristiques de performance	5
1.5	Population de Patients Cible	5
1.6	Contre-indications	5
1.7	Principes de fonctionnement de base	6
1.8	Configurations Variantes	7
1.9	Accessoires	7
1.9.1	Câble USB-C	7
1.9.2	Bloc d'alimentation	8
1.10	Composants	8
1.10.1	Pièces en contact avec le patient pendant la mesure (< 10 min)	9
1.10.1.1	Masque du patient	9
1.10.1.2	Courroies latérales	9
1.10.1.3	Coussin pour la tête	9
1.10.1.4	Courroie d'ajustement	9
1.10.2	Pièces de contact accidentel	9
1.10.2.1	Composants optiques d'imagerie	9
1.10.2.2	Boîtier	9
1.10.2.3	DEL d'éclairage	9
1.10.2.4	Port USB	9
1.10.2.5	Bouton marche/arrêt	10
1.11	Préparatifs	10
1.11.1	Installation	10
1.11.2	Branchement de l'alimentation (recharge)	10
1.11.3	Entretien et nettoyage	10
1.11.4	Démarrage	11
1.11.5	Configurer la connexion Wi-Fi	12
1.11.6	Configuration de l'instrument et formation	14
2	PRENDRE UNE MESURE	15
2.1	Placement du patient	15
2.2	Commencer la prise de mesures	16
2.2.1	Saisie d'un NIP	16
2.2.2	Alignement du casque	17
2.2.3	Calibration du suivi de l'œil	18
2.2.4	Alignement de base pour la mesure de la vision de loin	19
2.2.5	Alignement précis pour la mesure de la vision de loin	19
2.2.6	Alignement de base pour la mesure de la vision de près	20
2.2.7	Alignement précis pour la mesure de la vision de près	20
2.2.8	Indice de style de vie dans l'appareil	21
2.2.9	Éducation du patient	23
2.2.10	Dernières étapes de la mesure	23
3	PORTAIL	24
3.1	Profil du Patient	24

3.2	Gestion des patients	25
3.2.1	Ajouter un patient.....	25
3.2.2	Attribution d'un NIP.....	27
3.2.3	Rechercher des patients.....	29
3.2.4	Accès aux mesures et à l'indice de style de vie	29
3.2.5	Dispositif de surveillance et examens en cours via le portail	31
3.2.6	Assistance à la saisie du NIP	32
3.2.7	Sortie de données.....	33
3.2.8	Modifier les données d'un patient.....	33
3.2.9	Personnalisation de la configuration clinique de l'appareil N3 (PCC) :.....	33
3.3	Gestion Des Utilisateurs	37
4	MESSAGES D'AVERTISSEMENT DU SYSTÈME.....	39
5	RÉSOLUTION DE PROBLÈMES.....	39
6	GLOSSAIRE	40
7	DIRECTIVES ET DÉCLARATION DU FABRICANT	41
7.1	Émissions.....	41
7.2	Immunité.....	41
7.3	Immunité aux équipements de communication RF sans fil.....	42

1 Introduction et utilisation prévue

1.1 Introduction

Le N³ est un système contrôlé par microprocesseur utilisé pour mesurer le désalignement des yeux à la distance de visualisation d'un téléviseur et à la distance de lecture. Le désalignement des yeux est mesuré au moyen d'un test de dissociation lors duquel des cibles non « fusionnables » indépendantes apparaissent devant les yeux du patient, et la direction du regard est mesurée. Cette mesure est combinée à un test d'association lors duquel la fusion périphérique est atteinte, et l'alignement central est mesuré. Dans les faits, cette mesure du désalignement des yeux est une mesure objective de l'angle de strabisme et/ou une évaluation de la vision binoculaire.

Le N³ utilise un système de suivi oculaire ainsi qu'un écran stéréoscopique pour mesurer le désalignement des yeux à deux distances, soit celle de visualisation d'un téléviseur et celle de lecture. Le N3 utilise l'information mesurée pour dériver une valeur numérique NeuroLens qui est ensuite utilisée par les professionnels de la vue ainsi que par d'autres évaluateurs pour diagnostiquer et gérer des troubles de la vue. Les mesures doivent être combinées à d'autres informations obtenues dans le cadre d'un examen ophtalmologique complet.



Ne pas prescrire de traitement en s'appuyant uniquement sur l'information fournie par le N³. Les mesures doivent être combinées à d'autres informations obtenues dans le cadre d'un examen ophtalmologique complet.

1.2 Utilisation

Le N3 mesure la disparité binoculaire et le désalignement des yeux en vision de loin et de près simulée. Il fournit aux optométristes et aux ophtalmologistes une phorie de distance et une phorie de près mesurées en dioptries, ainsi qu'une recommandation de prescription de prismes de lentilles ophtalmiques. Le N3 fournit une mesure objective, précise et reproductible de l'alignement binoculaire, qui intègre des éléments d'hétérophorie, de disparité de fixation, de réponse de convergence accommodative et d'alignement central et périphérique. La mesure fournit des conseils aux praticiens pour prescrire des lunettes correctrices pour corriger le désalignement des binoculaires.

Utilisateurs Cibles : Le N3 ne doit être utilisé que par du personnel clinique dûment formé sous la supervision d'un professionnel de la vue. Aucune qualification ou certification particulière n'est requise au-delà de la lecture assidue de cette notice d'utilisation pour faire fonctionner cet instrument. Tout professionnel de l'optique de santé utilisant des instruments tels qu'un tonomètre, un auto-réfracteur ou un outil d'imagerie rétinienne à grand champ automatisé peut utiliser le N3 sous la supervision d'un professionnel de la vue qualifié.

1.3 Présentation

Ce document décrit les caractéristiques et les fonctionnalités du N3.

Il existe une corrélation entre le désalignement des yeux, mesuré sous forme de disparité de fixation et (ou) d'hétérophorie, et la fatigue oculaire (ou asthénopie). L'asthénopie est un ensemble de symptômes qui comprend : fatigue, douleur autour des yeux, sensation de sécheresse oculaire, douleur au niveau du cou, vision trouble, maux de tête, et vision double. Ces symptômes apparaissent le plus souvent lorsqu'un individu accomplit de manière prolongée une tâche faisant appel à sa vision de près (lecture, travail sur ordinateur, utilisation prolongée d'un téléphone cellulaire, etc.). Plus récemment, la population a déclaré souffrir de plus en plus des symptômes de l'asthénopie en raison de l'augmentation du travail faisant appel à la vision de près. Les mesures et autres renseignements fournis par le N³ sont importants pour évaluer la situation du patient dans le cadre d'examen de la vue de routine, complets et (ou) plus spécialisés.

Le N³ est utilisé dans des cliniques d'optométrie pour caractériser comment les yeux d'une personne travaillent ensemble de loin et de près en mesurant l'alignement des yeux à des distances simulées de 1,7 m et de 0,5 m et en fournissant une évaluation objective de la direction du regard du patient. Le système se compose d'un mécanisme de suivi des yeux perfectionné et d'un écran stéréoscopique qui présente des images indépendantes à chacun des yeux du patient. Cela permet au système de mesurer des éléments d'hétérophorie, de disparité de fixation et de phorie associée. Ces mesures, combinées à l'évaluation clinique de l'optométriste, fournissent des indications aidant à la prescription de lunettes destinées à corriger le désalignement en vision de près et de loin.



Ne pas prescrire de traitement en s'appuyant uniquement sur l'information fournie par le N³. Les mesures doivent être combinées à d'autres informations obtenues dans le cadre d'un examen ophtalmologique complet.

1.4 Caractéristiques de performance

Distance Interpupillaire : De 55 à 71 MM, Précision de +/- 0,6 MM

Précision de l'angle de direction : 0.2D (Mesurée sur Appareil)

Hétérophorie à distance simulée 1,7 M : De -10D (EXO) à +10D (ESO), +/- 2,00D

Hétérophorie à distance simulée 0,5 M : De -10D (EXO) à +10D (ESO), +/- 2,00D

1.5 Population de Patients Cible

Patients visitant une clinique d'optométrie recherchant des services de soins oculaires, âgés de 12 à 75 ans, sans aucune des contre-indications énumérées ci-dessous

1.6 Contre-indications



L'utilisation du N3 est contre-indiquée dans les cas suivants :

- handicap mental rendant le patient incapable de suivre des instructions simples comme « regardez la cible »;

- Anomalies telles qu'une cicatrice cornéenne, une Pinguecula ou un ptérygion qui pourraient obscurcir ou masquer les reflets de la cornée;
- Hyperélasticité cutanée ou ptosis important de l'une ou des deux paupières susceptible d'obscurcir la pupille ou les reflets de la cornée;
- Élongation de l'œil due à un kératocône qui rend les premières images de Purkinje non visibles;
- Exophtalmie qui empêche les reflets des images de Purkinje sur la cornée;
- Tremblements ou spasmes musculaires empêchant le patient de rester immobile;
- Absence de vision binoculaire, comme la suppression dans un œil;
- Incapacité à atteindre une fusion binoculaire;
- Un strabisme ou une paralysie grave entraînant un désalignement supérieur à 10 dioptries prismatiques dans un œil;
- Désalignement des yeux supérieur à 20 Δ;
- Astigmatisme supérieur à 4 D dans l'un ou l'autre des yeux;
- Une hyperopie supérieure à +3 D ou une myopie supérieure à -5 D de correction Équivalent Sphérique de loin;
- MAVC de 20/80 ou pire dans l'un des deux yeux;
- Des lésions ou plaies ouvertes autour de la tête ou des yeux qui entreront en contact avec l'appareil et qui peuvent être sujettes à la contraction ou à la propagation d'une infection;
- Distance interpupillaire inférieure à 55MM ou supérieure à 71MM
- Antécédents d'épilepsie ou de troubles épileptiques.

1.7 Principes de fonctionnement de base

Le N³ fournit une mesure objective, précise et reproductible de l'alignement binoculaire, qui comprend des éléments d'hétérophorie, de disparité de fixation, de réponse de convergence accommodative, et d'alignement central et périphérique. La mesure fournit des indications aux professionnels de la vue pour prescrire des lunettes corrigeront non seulement l'erreur de réfraction, mais aussi le désalignement binoculaire.



Ne pas prescrire de traitement en s'appuyant uniquement sur l'information fournie par le N³. Les mesures doivent être combinées à d'autres informations obtenues dans le cadre d'un examen ophtalmologique complet.

Le N3 se compose d'un écran stéréoscopique et d'un mécanisme sophistiqué de suivi oculaire pour une mesure objective qui ne repose pas sur les évaluations subjectives du professionnel de la vue ou du patient. Le patient doit simplement être capable de maintenir son regard sur une cible pendant toute la durée du test et le système fait le reste.

Le test consiste en une mesure de la vision de loin (1,7 m) et une mesure de la vision de près (50 cm). Chaque mesure comporte un alignement de base et un alignement précis. L'alignement de base est un test de dissociation lors duquel le

système présente des images non fusibles à chaque œil; il est alors demandé au patient de fixer une cible placée géométriquement à la distance de mesure. Lorsque le patient fixe la cible, le système mesure le strabisme latent de l'œil complémentaire. Ce test est effectué lors de la présentation de la cible à chaque œil indépendamment pendant que l'œil complémentaire se voit présenter des images non reliées.

Une fois la posture phorique naturelle du patient déterminée, le système présente une image fusionnable périphérique mobile de manière binoculaire à la posture phorique du patient tout en lui demandant de regarder une cible qui est présentée à un œil à la fois. Cette cible se déplace de manière itérative afin de neutraliser le mouvement des yeux et de déterminer l'alignement binoculaire optimal du patient à la distance de test. Ce test se rapproche beaucoup du test de la disparité de fixation.

Il intègre une mesure de la vision de loin et une mesure de la vision de près, ce qui permet d'utiliser la réponse de vergence du patient pour déterminer si le patient démontre un excès de convergence, un excès de divergence ou une insuffisance de convergence.

Le N³ est conçu pour être utilisé dans un environnement de bureau intérieur.

Remarque : En ce qui concerne la sécurité, les performances essentielles sont définies comme des performances pour lesquelles la perte ou la dégradation au-delà des limites spécifiées par le FABRICANT entraîne un risque inacceptable. Le N3 ne comporte aucune performance essentielle.

1.8 Configurations Variantes

L'appareil N3 dispose d'une seule configuration matérielle et logicielle. En ce qui concerne la configuration de l'examen du patient, la clinique d'optométrie peut choisir :

- La langue préférée du patient : anglais, chinois (simplifié), espagnol, français (canadien) et vietnamien
- Sous-titres (Activé / Désactivé)

Voir la section 3.1 Gestion des patients pour plus de détails




1.9 Accessoires

Le N3 est livré avec deux accessoires, destinés à être utilisés ensemble pour charger la batterie de l'appareil. Les utilisateurs du N3 doivent utiliser les accessoires fournis ci-dessous pour charger la batterie de l'appareil N3.

1.9.1 Câble USB-C

100 % circuit ouvert, court-circuit, luxation, test de circuit ouvert intermittent, haute pression : AC300 V/0. 01 sec, Résistance d'isolation : min. 10 mohm, résistance ON : max. L3 ohms




1.9.2 Bloc d'alimentation

Port USB unique, sorties adaptatives 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, prise murale fixe de style américain




1.10 Composants



Légende de l'indicateur d'état du casque VR

Bleu : Mise sous tension avec batterie supérieure à 20 %.
Jaune : Charge : Batterie inférieure à 98 %.
Rouge : Charge : Batterie inférieure à 20 %.
Vert : Charge : La batterie est chargée à plus de 98 % ou la charge est terminée
Bleu clignotant : Arrêt en cours
Rouge clignotant : Batterie inférieure à 20 %.
Éteint : En veille ou hors tension.



1.10.1 Pièces en contact avec le patient pendant la mesure (< 10 min)

1.10.1.1 Masque du patient

Le **masque du patient** est un élément en mousse polyuréthane qui se place devant les ouvertures des yeux pour aider le patient à adopter une position confortable et précise en vue de la mesure. Le masque est une partie appliquée qui doit être nettoyée à l'alcool isopropylique entre chaque patient.

1.10.1.2 Courroies latérales

Les **courroies latérales** sont des éléments en polypropylène qui se placent sur les côtés de la tête du patient pour maintenir le casque en place. Ce sont des pièces appliquées qui doivent être nettoyées à l'alcool isopropylique entre chaque patient.

1.10.1.3 Coussin pour la tête

Le **coussin pour la tête** retient le casque en place en combinaison avec le masque du patient. Comme ce dernier, il est fait de mousse polyuréthane. Le coussin est une pièce appliquée et doit donc être nettoyé avec de l'alcool isopropylique entre chaque patient.

1.10.1.4 Courroie d'ajustement

Faite de caoutchouc, la courroie d'ajustement passe par-dessus la tête du patient et fournit un support vertical à l'appareil. La courroie d'ajustement est une pièce appliquée et doit donc être nettoyée avec de l'alcool isopropylique entre chaque patient.

1.10.2 Pièces de contact accidentel

Certaines parties de l'appareil peuvent être touchées, manipulées ou entrer en contact avec le technicien lors de la configuration de l'appareil pour l'examen initial. Elles sont décrites en détail dans les sous-sections suivantes

1.10.2.1 Composants optiques d'imagerie

Les **composants optiques d'imagerie** sont utilisés pour fournir un axe de vision précis au patient (1,7 m) ainsi que pour mettre la caméra au point sur le plan pupillaire du patient à des fins de suivi du mouvement oculaire.

1.10.2.2 Boîtier

Le **boîtier** empêche à l'utilisateur et au patient d'accéder aux composants internes de l'instrument. Le patient peut être en contact avec le boîtier de l'appareil, car il équivaut à une pièce appliquée.

1.10.2.3 DEL d'éclairage

Des **DEL d'éclairage** sont disposées autour des composants optiques d'imagerie et utilisent un éclairage infrarouge sans danger pour les yeux ($\lambda = 850 \text{ nm}$) pour éclairer l'œil à des fins de suivi.

1.10.2.4 Port USB

Le **port USB-C** sert uniquement à connecter le bloc d'alimentation fourni.

1.10.2.5 Bouton marche/arrêt

Le **bouton marche/arrêt** permet de mettre l'appareil sous tension ainsi que de l'éteindre lorsque l'interface utilisateur ne répond plus.

1.11 Préparatifs

1.11.1 Installation

- Le N³ doit être installé dans un environnement de bureau, à l'abri de la lumière directe du soleil.


Remarque : Les caractéristiques d'ÉMISSIONS de cet équipement permettent son utilisation sur des sites industriels et dans des hôpitaux (CISPR 11 classe A). S'il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel la classe B de la norme CISPR 11 est requise), cet équipement risque de ne pas offrir une protection adéquate pour les services de communication par radiofréquences. Il se peut que l'utilisateur doive prendre des mesures d'atténuation, comme déplacer ou réorienter l'appareil.

1.11.2 Branchement de l'alimentation (recharge)

- Le système doit être rechargé avec le chargeur fourni avant d'être utilisé.
- S'assurer que les câbles ne sont pas au milieu du passage afin de prévenir tout risque de trébuchement.
- Éteindre le logiciel quand l'appareil n'est pas utilisé.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est recommandé de le brancher sur une alimentation sans coupure.


1.11.3 Entretien et nettoyage

- Avant de prendre des mesures, toujours s'assurer que les composants optiques d'imagerie sont propres, sans traces de doigts ni poussière.
- Afin d'éviter toute contamination, il est recommandé de nettoyer les zones en contact avec le patient avec un agent antibactérien (alcool isopropylique ou équivalent).
- Éviter de déplacer brusquement l'appareil : cela risquerait de faire bouger ses composants internes et de fausser l'étalonnage.
- L'appareil doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité ou des températures extrêmes.
- Nettoyage :
 - Vérifier régulièrement que les composants optiques d'imagerie du masque oculaire ne comportent ni traces de doigts ni poussière. Utiliser un chiffon en microfibre pour verres optiques humecté d'eau ou de solution désinfectante sans alcool pour nettoyer les verres. Ne pas essuyer les verres avec de l'alcool ou d'autres solutions nettoyantes abrasives, car cela peut les endommager.



- Essuyer doucement le masque oculaire avec des tampons à l'alcool ou un chiffon en microfibre sec imbibé d'un peu de solution à base de 75 % d'alcool, notamment la surface et les zones qui entrent en contact avec la peau entre chaque patient.
 - Remarque : Les effets ci-dessous pourraient être observés après de multiples nettoyages et désinfections du coussin pour le visage. Remplacer ce dernier si sa couleur vient à changer, si sa surface devient collante ou s'il devient inconfortable à porter. Voir l'image ci-dessous pour le remplacement du coussin pour le visage.

Replacing face cushion
Insert the pin face cushion into the crevices along the edges, as shown below:




- La surface externe du boîtier de l'appareil peut être nettoyée à l'aide d'un produit nettoyant à base d'alcool, si nécessaire.

1.11.4 Démarrage

Pour mettre l'appareil sous tension, mettre le casque, appuyer sur le bouton de mise sous tension (*Power*) et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le logo Pico apparaisse. Le système s'initialise et l'application de mesure Neurolens démarre automatiquement.

Après le premier démarrage de l'instrument, celui-ci passe à travers toute une série d'étapes pour veiller à ce qu'il soit bien connecté à la base de données sur le nuage, qu'il soit en bon état de marche, et que la formation a été complétée.



Séquence d'initialisation

1.11.5 Configurer la connexion Wi-Fi

Si le système détecte qu'il est incapable de se connecter au nuage pendant le démarrage, l'application redirige automatiquement l'utilisateur vers l'écran de configuration Wi-Fi. L'utilisateur est alors invité à configurer le Wi-Fi. Si l'utilisateur choisit « Non », on lui demande s'il souhaite passer au mode démonstration (*Demo Mode*). Le mode de démonstration n'enregistre aucune donnée de mesure et sert uniquement à des fins d'acquisition d'expérience.

Pour effectuer des sélections, l'utilisateur doit bouger la tête pour orienter le curseur et tient ce dernier sur la cible voulue jusqu'à ce qu'elle se sélectionne.



Après avoir sélectionné « Oui », l'application affiche les réseaux Wi-Fi disponibles :



Sélectionnez un réseau jusqu'à ce qu'il vire au vert.



Entrez le mot de passe du réseau. Ensuite, sélectionnez « CONFIRMER » (*CONFIRM*) jusqu'à ce qu'il vire au vert.



Si le mot de passe est incorrect, l'application affiche la mention « Identifiants Wi-Fi erronés. Réessayez. »



Si l'instrument s'est bien connecté au réseau Wi-Fi sélectionné, l'application affichera la mention « Connexion réussie au Wi-Fi. »




Une fois connecté au réseau Wi-Fi, l'application se relance automatiquement.


1.11.6 Configuration de l'instrument et formation

Une fois l'instrument connecté, l'application lance une séquence d'orientation et affiche les instructions de configuration. Suivre les invites pour s'assurer du bon fonctionnement de l'instrument. Avant de recevoir votre N3, vous aurez reçu un courriel contenant un code NIP pour le personnel de la clinique pour la configuration initiale. Si vous n'avez pas de code PIN pour le personnel de la clinique, veuillez contacter votre représentant autorisé Neurolens. Mettez le N3 et entrez le code NIP lorsque vous y êtes invité.


Lorsque vous êtes prêt à configurer l'appareil, cliquez sur Oui à l'invitation suivante




Répondez à la déclaration suivante : « J'ai vérifié que mon N3 ne présente aucun dommage extérieur esthétique et que les périphériques (alimentation et câble d'alimentation) ont été fournis dans l'emballage avec cet appareil.




Répondez à la question posée : Avez-vous vu la cible dans l'œil GAUCHE ?



Répondez à la question posée : Avez-vous vu la cible dans l'œil DROIT ?



Répondez à la question posée : Avez-vous vu la cible se déplacer de gauche à droite ?



Cliquez OK sur la déclaration suivante : Votre N3 est prêt à l'emploi !

En cliquant sur « OK », vous confirmez et certifiez que vous avez respecté et respecterez toutes les instructions données du manuel d'utilisation téléchargeable sur www.neurolens.com/N3-Manual

Si vous avez dû répondre « Non » à l'une des questions de configuration initiale, veuillez contacter votre représentant agréé Neurolens pour assistance.

2 Prendre une mesure

2.1 Placement du patient

Avant de commencer à prendre une mesure, s'assurer que le patient utilise une correction réfractive de plus ou moins 0,5 dioptrie de leur équivalent sphérique

de la réfraction manifeste en vision de loin. Le patient peut porter des lentilles cornéennes ou des verres correcteurs (simple vision ou progressifs). Si le patient porte des lunettes, il faut veiller à ce qu'elles soient ajustées confortablement par rapport au casque et qu'elles n'imposent pas une pression excessive sur le visage du patient au moment de serrer le serre-tête.




 Avertissement	<ul style="list-style-type: none">▪ AVERTISSEMENT : Ne pas trop serrer le serre-tête. Cela pourrait entraîner des ecchymoses, des coupures, ou un inconfort dû à la pression exercée par le verre correcteur sur le visage du patient.
--	---

Une fois l'instrument connecté, l'application lance une séquence d'orientation et affiche les instructions de configuration. Suivre les invites pour s'assurer du bon fonctionnement de l'instrument.

Une fois l'instrument configuré, l'utilisateur se voit présenter une brève formation sur les fonctions de l'appareil et sur la prise de mesures.

2.2 Commencer la prise de mesures


L'appareil de mesure est muni d'un capteur qui détecte si le casque est posé sur la tête d'une personne. Une fois le casque enfilé par un patient, la prise de mesures commence automatiquement. Un avatar apparaît pour indiquer au patient comment effectuer une mesure en passant par les étapes suivantes :



2.2.1 Saisie d'un NIP

. Avant que le patient ne puisse commencer l'alignement de l'appareil, le système l'invitera à saisir un code NIP unique. Le NIP est généré depuis le portail Neurolens (section de référence 3) et est unique à l'identifiant du patient et de la clinique. Ce NIP arrive à échéance après 30 jours.

Pour saisir le NIP, le patient doit bouger la tête jusqu'à ce que le curseur mette en surbrillance chaque chiffre de la séquence. Le patient doit maintenir le regard sur le chiffre jusqu'à ce qu'il soit complètement en surbrillance et apparaisse au-dessus du clavier.



Écran de saisie du NIP du patient

Depuis le portail NeuroLens, l'utilisateur peut aider le patient à saisir le code NIP.


2.2.2 Alignement du casque

Pendant que le casque est sur la tête, l'instrument donne des indications visuelles et audibles pour expliquer au patient le déroulement du test. D'abord, le système explique au patient d'aligner le casque avec ses yeux et lui fournit des instructions graphiques intuitives.

Les instructions montrent comment le casque s'aligne avec la tête du patient et fournissent un compteur indiquant depuis combien de temps le casque est aligné. Le casque doit être aligné pendant trois secondes afin de pouvoir passer à la prochaine étape de la calibration. Les éléments graphiques indiqueront le sens du désalignement, si le casque est mal aligné. Une fois le casque aligné, l'élément graphique vire au vert, et un décompte de 3 à 0 commence pour veiller à ce que le casque soit aligné et stable.

Le patient devrait ajuster et desserrer le casque plutôt que de le maintenir en place. Si le casque ne tient pas en place lorsqu'il est desserré, serrer le serre-tête.

 Avertissement	<ul style="list-style-type: none">▪ AVERTISSEMENT : Ne pas trop serrer le serre-tête. Cela pourrait entraîner des ecchymoses, des coupures, ou un inconfort dû à la pression exercée par le verre correcteur sur le visage du patient.
--	---




Éléments graphiques d'alignement du casque

2.2.3 Calibration du suivi de l'œil

Un fois le casque bien ajusté sur la tête du patient, le système lance la calibration du suivi de l'œil. Le patient est alors invité à suivre un point bleu sur plusieurs quadrants à l'écran.


Si le patient ne coopère pas, ou si le système est incapable de suivre les yeux du patient, le système informe le patient que le test a échoué et lui demande de rendre le casque.



Éléments graphiques de calibration du suivi de l'œil

2.2.4 Alignement de base pour la mesure de la vision de loin

Le système passe automatiquement de la saisie du NIP à l'alignement de base en vision de loin. L'alignement de base s'assimile à une mesure de la phorie dissociée. Le patient est invité à regarder une cible sur l'instrument. La cible apparaît au niveau de l'œil droit, pendant que des éléments graphiques non liés apparaissent devant l'œil gauche. Le suivi de l'œil gauche dissocié est effectué, et la déviation mesurée correspond à l'alignement de base.




Élément graphique de l'alignement de base pour la mesure de la vision de loin

2.2.5 Alignement précis pour la mesure de la vision de loin

Une fois l'alignement de base effectué, le système présente un stimulus périphérique en mouvement à un endroit déterminé à l'étape de l'alignement de base. Une cible s'affiche dans la région centrale de la mesure, un œil à la fois. Une cible est d'abord présentée à l'œil droit relativement au stimulus en périphérie.

Ensuite, la cible disparaît du côté de l'œil droit et apparaît centrée avec l'œil gauche. Le système suit le mouvement de l'œil et, si un mouvement est détecté, la position de la cible s'ajuste en conséquence, et le système alterne les positions de cible de l'œil droit à l'œil gauche, et ainsi de suite.

Le système continue d'alterner les positions de cibles jusqu'à ce que le mouvement des yeux soit neutralisé. Cette position définitive de la cible correspond à la mesure du désalignement qui est signalée à l'instrument.



Élément graphique pour l'alignement précis pour la mesure de la vision de loin

2.2.6 Alignement de base pour la mesure de la vision de près

Le système passe automatiquement de l'alignement précis pour la mesure de la vision de loin à l'alignement de base pour la mesure de la vision de près. Ce test s'assimile à l'alignement de base pour la mesure de la vision de loin, sauf qu'ici la position de la cible vise à simuler une vision à 0,5 m. Le patient est invité à regarder une cible sur l'instrument. La cible apparaît au niveau de l'œil droit, pendant que des éléments graphiques non liés apparaissent devant l'œil gauche. Le suivi de l'œil gauche dissocié est effectué, et la déviation mesurée correspond à l'alignement de base.


2.2.7 Alignement précis pour la mesure de la vision de près

Une fois l'alignement de base effectué, le système présente un stimulus périphérique en mouvement à un endroit déterminé à l'étape de l'alignement de base. Une cible s'affiche dans la région centrale de la mesure, un œil à la fois.

Une cible est d'abord présentée à l'œil droit relativement au stimulus en périphérie.

Ensuite, la cible disparaît du côté de l'œil droit et apparaît centrée avec l'œil gauche. Le système suit le mouvement de l'œil et, si un mouvement est détecté, la position de la cible s'ajuste en conséquence, et le système alterne les positions de cible de l'œil droit à l'œil gauche, et ainsi de suite.

Le système continue d'alterner les positions de cibles jusqu'à ce que le mouvement des yeux soit neutralisé. Cette position définitive de la cible correspond à la mesure du désalignement qui est signalée à l'instrument.



Éléments graphiques pour l'alignement précis pour la mesure de la vision de près


2.2.8 Indice de style de vie dans l'appareil

Le patient sera invité à remplir un index de style de vie dans l'appareil s'il n'y a aucun index de style de vie dans son dossier ayant été complété au cours des 30 derniers jours. Il sera demandé à l'utilisateur de sélectionner un nombre de 1 à 5 indiquant la fréquence à laquelle il ressent les 7 symptômes suivants :


1. Maux de Tête



2. Douleur dans le cou



3. Inconfort devant l'ordinateur



4. Fatigue oculaire



5. Sensation de sécheresse oculaire / Yeux Secs



6. Sensibilité à la lumière



7. Étourdissement / Mal des transports



Si le patient souhaite revenir à une question précédente, il peut sélectionner le bouton de retour appelé « Précédent ».



2.2.9 Éducation du patient

Une fois les mesures de l'alignement effectuées, l'instrument informe le patient des effets d'un désalignement des yeux sur le cerveau ainsi que les divers symptômes asthénopiques que cela provoque, notamment la fatigue oculaire, des maux de tête, des maux de cou, etc.

2.2.10 Dernières étapes de la mesure

Une fois l'information fournie au patient, ce dernier est invité à ôter le casque. Même si une charge peut durer toute une journée, il est recommandé que le casque soit branché au chargeur après chaque utilisation pour s'assurer qu'il est rechargé pour le prochain patient.

Le test peut prendre fin à tout moment en demandant au patient de retirer le casque.

3 Portail

Pour procéder au test et voir les résultats, le patient doit être entré dans la base de données sur le nuage par l'intermédiaire du portail Neurolens. De plus, le patient doit se voir attribuer un NIP actif qu'il entrera pendant la prise de la mesure (voir la section 2.2.1).

Enfin, la clinique doit pouvoir accéder aux résultats du patient par l'intermédiaire du portail.

Le portail client Neurolens nécessite un navigateur moderne et à jour tel que Chrome ou Safari et Windows 10 (ou version ultérieure) ou iOS 15 ou version ultérieure. La configuration matérielle minimale requise inclut un processeur Intel i5 (ou équivalent), 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Les caractéristiques du réseau pour le N3 et le portail client Neurolens doivent prendre en charge des vitesses de téléchargement minimales de 10 Mbps et prendre en charge des protocoles sécurisés tels que HTTPS et TLS 1.2 ou supérieur. Les mesures de sécurité appliqueront l'authentification ainsi que l'accès et les autorisations des utilisateurs basés sur les rôles. Des mises à jour régulières, une sécurité et des contrôles modernisés ainsi que des sauvegardes cryptées seront maintenus par Neurolens, Inc.

3.1 Profil du Patient

L'appareil tient à jour une base de données patients locale comportant les informations suivantes :

- **ID du patient** : il s'agit d'un identifiant qui peut être utilisé par la clinique pour associer le patient à une entrée de son système de gestion des patients.
Ce champ doit obligatoirement être renseigné. L'ID du patient doit être unique pour ce patient dans cette clinique.
- **Prénom** : le prénom du patient.
Ce champ n'est pas obligatoire.
- **Nom de Famille**: le nom de famille du patient.
Ce champ n'est pas obligatoire.
- **Date de naissance** : la date de naissance du patient, au format MM/JJ/AAAA ou MM-JJ-AAAA.
Ce champ doit contenir une date valide.
- **Courriel**: Le courriel du patient. Ce champ peut être laissé vide.
- **Numéro de Téléphone**: Le numéro de téléphone du patient. Ce champ peut être laissé vide.
- **Sphère OD** : la valeur sphérique de vision de loin pour l'œil droit¹.
Si le champ n'est pas renseigné, la valeur 0 est ajoutée par défaut.

¹ Utiliser la correction réfractive de la vision de loin la plus précise du patient provenant d'un examen complet, d'une précédente prescription et/ou d'une mesure fournie par l'auto-réfracteur.

- **Cylindre OD** : la valeur du cylindre pour l'œil droit¹.
Si le champ n'est pas renseigné, la valeur 0 est ajoutée par défaut.
- **Sphère OS** : la valeur sphérique de vision de loin pour l'œil gauche¹.
Si le champ n'est pas renseigné, la valeur 0 est ajoutée par défaut.
- **Cylindre OS** : la valeur du cylindre pour l'œil gauche¹.
Si le champ n'est pas renseigné, la valeur 0 est ajoutée par défaut.
- **Type de Verre Primaire**: Le type de lentille principale du patient. Ce champ peut rester non-assigné comme « Aucun sélectionné ». Cependant, il doit être assigné lors de la boîte de dialogue de confirmation du code NIP. Si le patient ne porte aucune correction, assignez à ce champ l'option « Aucune correction ».
- **Addition** : la valeur de puissance d'addition pour les deux yeux. Si laissé vide, la valeur par défaut est 0.
- **Prisme Standard OD** : la valeur de prisme linéaire de distance pour l'œil droit. Si laissé vide, la valeur par défaut est 0.
- **Prisme Standard OS** : la valeur de prisme linéaire de distance pour l'œil gauche. Si laissé vide, la valeur par défaut est 0.
- **Prisme NeuroLens** : la valeur de prisme NeuroLens à distance combiné pour les deux yeux. Si laissé vide, la valeur par défaut est 0.
- **BI/BO** : La direction du prisme : BI : Base vers l'intérieur, BO : Base vers l'extérieur.
- **Langue de Préférence**: La langue du patient pour les signaux audio et visuels dans l'appareil. Ce champ peut rester non-assigné comme « Aucun sélectionné ». Cependant, il doit être attribué lors de la boîte de dialogue de confirmation du code NIP.
- **Prescripteur**: L'optométriste prescripteur de la clinique pour ce patient. Ce champ peut être laissé non-assigné et la valeur défaut sur « Aucun sélectionné ».
- **Sous-Titrage**: L'option pour le patient d'activer le sous-titrage sur l'appareil. La valeur par défaut de ce champ est désactivée

3.2 Gestion des patients

3.2.1 Ajouter un patient

Pour ajouter un patient, appuyer sur l'icône **Nouveau patient**  à partir de l'écran Recherche de patient pour accéder à l'écran Nouveau profil, puis remplir le formulaire en ligne.

Ajouter un Patient

MODIFIER LES INFORMATIONS PATIENT

N° de patient *

Date de Naissance *

Prénom *

Nom de Famille *

Courriel

Numéro de Téléphone

Langue de Préférence

Prescripteur

Sous-titrage

INFORMATIONS AU SUJET DE LA PRESCRIPTION

Type de Verre Primaire

OD Sphère

OD Cylindre

OS Sphère

OS Cylindre

Add de Près

Prisme Neuro lens

BI / BE

✓ SOUMETTRE
x ANNULER

Selon le type de verre primaire choisi, différents champs de données peuvent apparaître

The screenshot shows the same form as above, but with a yellow circle highlighting the 'Type de Verre Primaire' dropdown menu, which is set to 'Progressifs'. Below this menu, additional prescription fields are visible, including 'Prisme Standard OD', 'Prisme Standard OS', and 'BI / BE' for both eyes, which were not present in the previous screenshot.

S'assurer que les données de prescription du patient sont correctement entrées. Des données de prescription incorrectes généreront des mesures erronées.

L'information suivante est requise :

- ID du patient (l'identifiant unique du patient)
- Date de naissance
- Prénom
- Nom de Famille

Des messages d'erreur de validation s'afficheront pour indiquer une saisie de données invalide ou incomplète

Ajouter un Patient

MODIFIER LES INFORMATIONS PATIENT

N° de patient *

N° de patient est requis.

Date de Naissance *

Prénom *

Prénom est requis.

Nom de Famille *

Nom de Famille est requis.

Courriel

Numéro de Téléphone

Langue de Préférence

Prescripteur

Sous-titrage

INFORMATIONS AU SUJET DE LA PRESCRIPTION

Type de Verre Primaire

OD Sphère

OD Cylindre

OS Sphère

OS Cylindre

Add de Près

Prisme Neurokens

BI / BE

Un message contextuel s'affichera pour indiquer si un N° de patient en double est détecté

N° de patient Entré en Double

N° de patient TEST est déjà utilisé.

3.2.2 Attribution d'un NIP

Une fois l'information du patient entrée sur le portail, l'utilisateur peut cliquer sur SOUMETTRE (*SUBMIT*). L'utilisateur sera invité à attribuer un NIP au patient.

Confirmer les Infos du Patient



Merci de vous assurer que les informations ci-dessous sont représentatives de la correction du patient **au moment de la mesure**.

Langue de Préférence Français	OD Sphère -9,75	OD Cylindre -1,50
Type de Verre Primaire Progressifs NeuroLens	OS Sphère -10,00	OS Cylindre -4,00
Prescripteur Aucune Sélection	Add de Près 0,00	
Sous-titrage	Prisme NeuroLens 0,00	BI / BE BI

⚠ Avertissement : Les corrections sphériques pour OD et/ou OS dépassent les maximums indiqués de -5 ou +3. Le patient pourrait éprouver des problèmes de suivi du mouvement oculaire et/ou des problèmes pouvant nuire à la prise de mesure avec le N3. Veuillez agir avec précaution.

✓ SOUMETTRE ✕ ANNULER

En cliquant sur « soumettre », je reconnais la responsabilité d'informer le patient que le test NeuroLens captera et transférera les données de suivi oculaire.

Si un patient est enregistré sans NIP dans la base de données, un NIP peut être créé en recherchant le patient (Section 3.2.3) puis en cliquant sur le bouton

CRÉER UN NIP

Profil du Patient
NIP: 1258
[PASSER LA COMMANDE](#)
[MODIFIER LE PATIENT](#)

MODIFIER LES INFORMATIONS PATIENT

N° de patient: 6076 Date de Naissance: 1996-05-04

Prénom: ABCDE Nom de Famille: KLMNO

Contact: Patients@neuroLens.com Numéro de Téléphone: (123) 123-0000

Langue de Préférence: Anglais Prescripteur: Aucune Sélection

Sous-titrage:

INFORMATIONS AU SUJET DE LA PRESCRIPTION

Type de Verre Primaire: Simple Vision Monovision

OD Sphère: 0,00 OD Cylindre: -1,75

OS Sphère: 0,25 OS Cylindre: -2,00

Prisme Standard OD: 0,00 BI / BE:

Prisme Standard OS: 0,00 BI / BE:

Historique d'Indices de Style de Vie [NOUVEL INDICE DE STYLE DE VIE](#)

Créé	Maux de Tête	Raideur / Tension au Cou	Inconfort lié à l'utilisation des Ordinateurs	Fatigue Oculaire	Sensation d'Yeux Secs	Sensibilité à la Lumière	Étourdissements / Mal des Transports	Résultat
avr. 29, 2024	4	3	4	4	4	3	2	S

Historique des Mesures

Date des Mesures	Valeur NL	OD Valeur NL OS Valeur NL	Valeur de la DMT * Valeur DLM	EP	DMT IGM * DLM IGM	Prescripteur
avr. 29, 2024	1,2 BI	0,60 BI 0,60 BI	2,96 EXO 4,38 EXO	7,7	1 0,78	➔

*Les mesures de N3 sont prises à une distance moyenne de visionnement d'un téléviseur (1,7 m). Toutes les mesures de vision de loin prises sur des appareils de génération antérieure seront formulées selon la nouvelle terminologie.

Une fois le code PIN du patient attribué, le code PIN du patient s'affichera en haut de l'écran.

Profil du Patient
NIP: 1258
[PASSER LA COMMANDE](#)
[MODIFIER LE PATIENT](#)

MODIFIER LES INFORMATIONS PATIENT
INFORMATIONS AU SUJET DE LA PRESCRIPTION

3.2.3 Rechercher des patients

À l'écran **Recherche de patient**, il est possible de rechercher des patients qui ont déjà été enregistrés dans le portail en saisissant au moins deux caractères :

- de leur prénom
- de leur nom
- de leur ID patient
- de leur numéro de téléphone

Pour lancer une recherche, appuyer sur le champ de recherche pour faire apparaître le clavier virtuel, puis saisir au moins deux caractères. Notons que la recherche s'effectue dans tous les champs ainsi que dans une base de données de mots. Si vous entrez disons « **Jea A** », la recherche pourrait donner, par exemple, **Jean Auclair**, **Jeanne Arsenault**, et **Angèle Jean**.

3.2.4 Accès aux mesures et à l'indice de style de vie

Pour accéder aux mesures, rechercher un patient comme indiqué à la section 3.2.3, et sélectionner le patient de qui vous voulez connaître la mesure.

The screenshot displays the 'Résultats de Recherche' (Search Results) interface. It is divided into three main sections: 'Patients', 'Mesures' (Measurements), and 'Indices de Style de vie Récents' (Recent Lifestyle Indices). The 'Patients' section lists two entries for 'KAELIN CURRIE' with different patient IDs and birth dates. The 'Mesures' section shows a measurement for 'KAELIN CURRIE' with a patient ID of 15416C, a birth date of February 16, 1986, a measurement date of April 26, 2024, and a value of 1.0 BI. The 'Indices de Style de vie Récents' section currently shows 'Pas de Données' (No Data).

Résultats de Recherche					
Patients					
KC	KAELIN CURRIE	N° de patient: 15416C	Date de Naissance: févr. 16, 1986	Courriel: Patient@neurolenses.com	→
KC	KAELIN CURRIE	N° de patient: TESTY	Date de Naissance: août 21, 1986	Courriel: Patient@neurolenses.com	→
Mesures					
KC	KAELIN CURRIE	N° de patient: 15416C	Date de Naissance: févr. 16, 1986	Date des Mesures: avr. 26, 2024	Valeur NL: 1.0 BI
→					
Indices de Style de vie Récents					
Pas de Données					

Une fois le patient sélectionné, un historique de ses indices de style de vie et de ses mesures s'affiche. Pour accéder aux résultats de n'importe quelle des mesures, il suffit de cliquer sur la mesure qui vous intéresse.

Historique d'Indices de Style de Vie

NOUVEL INDICE DE STYLE DE VIE

Créé	Maux de Tête	Raideur / Tension au Cou	Inconfort lié à l'Utilisation des Ordinateurs	Fatigue Oculaire	Sensation d' Yeux Secs	Sensibilité à la Lumière	Étourdissements / Mal des Transports	Résultat
Juill. 14, 2021	2	3	3	4	3	4	1	S
févr. 27, 2019	2	2	2	2	2	4	1	S

Historique des Mesures

Date des Mesures	Valeur NL	OD Valeur NL OS Valeur NL	Valeur de la DMT * Valeur DLM	ÉP	DMT IQM * DLM IQM	Prescripteur
févr. 27, 2019	1,7 BI	0,87 BI 0,87 BI	2,44Δ EXO 7,53Δ EXO	59,86	1 1	

Historique des Commandes de Laboratoire NeuroLens

N° de Commande	Numéro de Suivi	Type de Commande	Statut	Créé	Date D'Expédition
17783	1Z4Y44160391794398	New Order	Shipped	déc. 20, 2019	déc. 27, 2019

Historique d'indices de style de vie

Historique des Mesures

Date des Mesures	Valeur NL	OD Valeur NL OS Valeur NL	Valeur de la DMT * Valeur DLM	ÉP	DMT IQM * DLM IQM	Prescripteur
févr. 27, 2019	1,7 BI	0,87 BI 0,87 BI	2,44Δ EXO 7,53Δ EXO	59,86	1 1	

Historique des mesures

Résultats de ENVOYER LES RÉSULTATS IMPRIMER

Date des mesures 201...

SR 1,7 BI Valeur NeuroLens

2,44Δ EXO (1,00) Distance Moyenne par Rapport au Téléviseur (CM) | 7,53Δ EXO(1,00) Distance de Lecture Moyenne (CM) | 59,86 Ecart Pupillaire

Symptômes Signalés

- Sensibilité à la Lumière: 4
- Maux de Tête: 2
- Raideur / Tension au Cou: 2
- Inconfort lié à l'Utilisation des Ordinateurs: 2
- Fatigue Oculaire: 2
- Sensation d' Yeux Secs: 2
- Étourdissements / Mal des Transports: 1

Échelle des Symptômes: 1 Jamais, 3 Parfois, 5 Toujours


Distance de Lecture Moyenne (sélectionnée)
Distance Moyenne par Rapport au Téléviseur

Alignement Actuel de Vos Yeux (sélectionné)
Alignement avec NeuroLens

Les Graphiques sont Présentés à Des Fins D'illustration.

Résultats de mesure

Pour voir des résultats sur le suivi des yeux tout au long de l'examen, ainsi que comment ces résultats peuvent subir l'influence de la puissance d'addition, cliquer sur le bouton **flèche latérale** .



Détails de la mesure


3.2.5 Dispositif de surveillance et examens en cours via le portail

L'état des appareils assignés à une clinique peut être contrôlé sur le portail.

Depuis l'écran d'accueil du portail, sélectionnez l'icône .




L'état de tous les appareils associés à la clinique sera affiché ci-après.




Le dernier état de charge de la batterie connu de l'appareil, ainsi que l'état actuel de l'appareil et l'étape actuelle de tout examen en cours seront affichés comme décrit dans les images suivantes.

Saisie du NIP



Nom de l'info-bulle



Calibration



Mesure



Indice de Style de vie




Éducation




Mesure terminé



Appareil inactif



Appareil hors ligne




3.2.6 Assistance à la saisie du NIP

À partir de l'écran Examens en cours, l'utilisateur peut aider le patient à saisir son code NIP pendant que le patient attend sur l'écran NIP de l'appareil en cliquant sur le bouton 




Après avoir saisi un code NIP valide, vérifiez la boîte de dialogue de confirmation suivante et cliquez sur le bouton Confirmer pour continuer



3.2.7 Sortie de données

Le système permet de transmettre les résultats au patient par courriel en cliquant sur **ENVOYER LES RÉSULTATS** . Cela invitera l'utilisateur à entrer l'adresse de courriel du patient.



Envoyer les résultats


De plus, les résultats peuvent être imprimés ou sauvegardés en format PDF en cliquant sur **IMPRIMER** .

3.2.8 Modifier les données d'un patient

Recherchez le patient conformément à la section 3.2.3 et sélectionnez le patient dont vous souhaitez modifier les données. Cliquez sur le bouton **MODIFIER LE PATIENT**  pour actualiser les données du patient, à l'exception de l'ID du patient. Pour sauvegarder, cliquez sur le bouton **SOUMETTRE** .

3.2.9 Personnalisation de la configuration clinique de l'appareil N3 (PCC) :

Lorsque le paramètre de personnalisation de la configuration de la clinique N3 est activé pour la clinique, une fois que le patient met l'appareil, à partir du portail NeuroLens, l'utilisateur peut aider le patient à effectuer une mesure en suivant les étapes suivantes



Depuis le portail Neurolens, cliquez sur le bouton **LANCER LE PATIENT**

 depuis l'un des écrans suivants:

1. Profil du Patient

Profil du Patient

Modifier les informations patient

Patient porte actuellement

N° de patient: TESTA1 | Date de Naissance: 2007-02-21

Prénom: A1 | Nom de Famille: TEST

Courriel: | Numéro de Téléphone: () - - - -

Langue de Préférence: Français | Prescripteur: Nancy Nhabue

Sous-titrage:

Patient porte actuellement: AUCUN, LUNETTES, LENTILLES, LUNETTES DE LECTURE, SIMPLE VISION, PROGRESIFOCAL

Prism Type: AUCUN, STANDARD, NEUROLENS

Prisme NeuroLens: 0,50 | BI / BE

Lancer le Patient

Mode de Test

A 002222 | B 002223 | Alpha-06

Alpha-118

or

utiliser un NIP

Langue de Préférence: Français

Sous-titrage:

SOUMETTRE | ANNULER

Dans la boîte de dialogue Lancer le patient, sélectionnez l'appareil et spécifiez la langue préférentielle du patient et l'option Sous-titrage (si

applicable), puis cliquez sur le bouton **SOUMETTRE** qui lancera les étapes d'alignement de l'appareil et de calibration du suivi oculaire sur l'appareil. Pendant ce temps, confirmez les informations suivantes sur le patient, y compris la correction réfractive que porte le patient, et cliquez sur le bouton **SOUMETTRE**. Une fois l'étape de calibration du suivi oculaire terminée, le patient continue la mesure de l'alignement

The screenshot shows two panels. The left panel, titled "Modifier les Informations Patient", contains input fields for:

- N° de patient: TESTA1
- Date de Naissance: 2007-02-21
- Prénom: A1
- Nom de Famille: TEST
- Prescripteur: Nancy Nnabue

 The right panel, titled "Patient Porte Actuellement", shows device settings:

- Correction: LUNETTES (selected)
- Type De Prisme: NEUROLENS (selected)
- Prisme NeuroLens: 0,50
- BI / BE: BI

 At the bottom right, there are buttons for "SOUMETTRE" and "ANNULER".

2. Examens en Cours

The "Examens en Cours" screen displays a list of four exams:

- A** (002222): Status "Hors ligne" (Offline), represented by a crossed-out device icon.
- Alpha-06**: Status "Hors ligne" (Offline), represented by a crossed-out device icon.
- Alpha-118**: Status "En ligne" (Online), represented by a device icon with a signal strength indicator and a person icon. A "LANCER LE PATIENT" button is visible to the right.
- B** (002223): Status "Hors ligne" (Offline), represented by a crossed-out device icon.

 Each exam entry includes a progress bar with five circles.

The "Lancer le Patient" dialog box contains the following settings:

- Appareil Sélectionné: Alpha-118
- Langue de Préférence: Français
- Sous-titrage: Disabled (toggle switch)

 At the bottom, there are buttons for "SOUMETTRE" and "ANNULER".

Dans la boîte de dialogue Lancer le patient, spécifiez la langue préférée du patient et l'option sous-titrage (si applicable), puis cliquez sur le bouton **SOUMETTRE** qui lancera les étapes d'alignement et de calibration du suivi oculaire sur l'appareil

Entre-temps, créer un nouveau patient ou cherchez un patient existant

Examens en Cours

Modifier les Informations Patient

NOUVEAU EXISTANT

N° de patient

Date de Naissance 2007-03-04

Prénom

Nom de Famille

Prescripteur

Aucune Sélection

Patient Porte Actuellement

AUCUN LUNETTES LENTILLES

SOUMETTRE ANNULER

Examens en Cours

Modifier les Informations Patient

NOUVEAU EXISTANT

Q test

N° de patient

Prénom

Prescripteur

Aucune Sélection

Patient Porte Actuellement

AUCUN LUNETTES LENTILLES

Nom du Patient	N° de patient	Date de Naissance
A1 TEST	TESTA1	2007-02-21
A11 TEST	TESTA11	2007-03-04
CENTER-18 TESTBFI	TESTBFI-CENTER-18	2007-02-28
DOWN-18 TESTBFI	TESTBFI-DOWN-18	2007-02-28
J5 TEST	TESTJ5	2007-03-03
TEST TEST	TESTK1	2007-03-03
TEST TEST	TESTJ3	2007-03-03
TESTFIRST TESTLAST	TESTK2	2007-03-03

ANNULER

Une fois les informations sur le patient assignées, y compris la correction réfractive du patient, cliquez sur le bouton **SOUMETTRE** et vérifiez la boîte de dialogue de confirmation suivante. Cliquez sur le bouton **Confirmer** pour continuer. Une fois l'étape de calibration du suivi oculaire terminée, le patient continue la mesure d'alignement

Confirmer les informations du patient

Veillez confirmer que A1 TEST, né(e) le 2007-02-21, est équipé(e) du Alpha-118.


Confirmer Annuler

Si le patient termine l'étape de calibration du suivi oculaire avant que les informations sur le patient ne soient soumises et confirmées, l'appareil affiche la boîte de dialogue d'attente suivante avec un compte à rebours de 60 secondes.



Si le processus requiert plus de 60 secondes, l'appareil affiche l'écran NIP



Si l'utilisateur clique sur le bouton ANNULER  lorsque la boîte de dialogue « Informations patient » est affichée, tant que le patient garde l'appareil sur lui, l'utilisateur a la possibilité de reprendre la session en cliquant sur le bouton REPRENDRE  sur l'écran Examen en cours. Lors de la reprise de la session, le patient n'a pas besoin de répéter l'étape de calibration.



3.3 Gestion Des Utilisateurs

Pour ajouter un nouvel utilisateur du Portail, cliquez sur le bouton **GESTION DES UTILISATEURS**  de l'écran Profil de la clinique, puis sur le bouton **AJOUTER UN NOUVEL UTILISATEUR**  pour compléter le formulaire suivant :

Ajouter Nouvel Utilisateur

Prénom et Nom

Prescripteur

Courriel

Nom D'Utilisateur de Connexion

Mot de Passe à Usage Unique

@default123

Le nouvel utilisateur utilisera ce mot de passe temporaire pour sa première connexion, et sera invité à saisir un nouveau mot de passe lors de sa connexion.

Si l'utilisateur est également un prescripteur, le formulaire inclut les paramètres suivants

- Éducation Du Patient:** L'option permettant d'activer/désactiver l'éducation du patient après la mesure d'alignement sur l'appareil. Il existe deux types d'éducation du patient, à savoir : l'éducation standard et l'éducation condensée. L'option Éducation condensée n'est disponible que si le PCC (Personnalisation de la configuration clinique) est activé pour la clinique.

Ajouter Nouvel Utilisateur

Prénom et Nom

Prescripteur

Éducation Du Patient

Question D'Intérêt

Éducation Standard

Éducation Standard

Éducation Condensée

Aimeriez-vous discuter de votre désalignement des y

Nom D'Utilisateur de Connexion

Mot de Passe à Usage Unique

@default123

Le nouvel utilisateur utilisera ce mot de passe temporaire pour sa première connexion, et sera invité à saisir un nouveau mot de passe lors de sa connexion.

- Question D'Intérêt:** l'option permettant d'activer/désactiver la boîte de dialogue des questions d'intérêt après l'information du patient. Ce champ est désactivé si l'option Éducation du patient est désactivée. Si le PPC est activé, il y aura plusieurs questions d'intérêt parmi lesquelles choisir ; sinon, il n'y aura qu'une seule option disponible.

Ajouter Nouvel Utilisateur

Prénom et Nom

Prescripteur

Éducation Du Patient

Question D'Intérêt

Éducation Standard

Aimeriez-vous discuter de votre désalignement des y

Aimeriez-vous discuter de votre désalignement des yeux avec votre optométriste et regarder ensemble les solutions possibles pour soulager vos symptômes?

S'il existait une solution garantie pour réduire votre [insérer le symptôme indiqué], seriez-vous intéressé à en discuter avec votre optométriste aujourd'hui ?

Vous avez indiqué que vous éprouvez [insérer le(s) symptôme(s) indiqué(s)], aimeriez-vous une solution pour cela aujourd'hui ?

Courriel

Nom D'Utilisateur de Connexion

Mot de Passe à Usage Unique

@default123

Le nouvel utilisateur utilisera ce mot de passe temporaire pour sa première connexion, et sera invité à saisir un nouveau mot de passe lors de sa connexion.

4 Messages d'avertissement du système

Message d'avertissement	Cause possible	Solution possible
NIP invalide	Le patient n'entre pas le bon NIP.	Rappeler au patient qu'il doit continuer de bouger la tête pour pointer le bon chiffre et s'assurer que les chiffres au-dessus du clavier sont les mêmes que ceux du NIP.
ID de patient entré en double	Un ID de patient entré sur le portail a déjà été utilisé. L'ID du patient doit être unique au sein de cette clinique.	Rechercher l'ID de patient et s'assurer qu'il correspond au patient souhaité, ou entrer un nouvel ID de patient.

5 Résolution de problèmes

Symptôme	Cause possible	Solution
Échec de la mesure	Désalignement de la lentille Mauvais suivi des yeux La correction du patient est hors portée.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que l'écart pupillaire du patient se trouve dans la plage de l'appareil de mesure (55 à 71 mm). Si le patient porte des lunettes, s'assurer que la prescription se trouve dans la gamme prise en charge (+3 à -5 d'équivalent sphérique). S'assurer que le patient ne présente aucune condition, maladie ou physiologie qui empêcherait la prise de mesures (voir la section sur les contre-indications).
Échec de l'étalonnage	Coopération du patient Mauvais suivi des yeux La correction du patient est hors portée.	<ul style="list-style-type: none"> Rappeler au patient de garder les yeux bien ouverts quand il ne cligne pas des yeux et de suivre la cible. Si le patient porte des lunettes, s'assurer que la prescription se trouve dans la gamme prise en charge (+3 à -5 d'équivalent sphérique). S'assurer que le patient ne présente aucune condition, maladie ou physiologie qui empêcherait la prise de mesures (voir la section sur les contre-indications).
Incapacité à aligner le casque.	Le casque n'est pas assez serré. Incapacité à suivre les instructions.	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser le bouton de réglage pour serrer le casque autour de la tête du patient jusqu'à ce qu'il tienne en place. Demander au patient de tenir les bords du casque et de le bouger de bas en haut et (ou) de l'incliner pour comprendre comment les éléments graphiques interagissent avec le mouvement de l'appareil.
Résultats de mesure erronés	Mauvais suivi des yeux	<ul style="list-style-type: none"> Répéter la mesure et demander au patient de garder les yeux grand ouverts et d'essayer de ne pas bouger pendant la procédure. Utiliser le suivi par toucher pupillaire pendant l'alignement du patient.
Résultats de mesure erronés	Manque de coopération du patient	<ul style="list-style-type: none"> Reprendre la mesure et rappeler au patient qu'il doit fixer la cible.

Symptôme	Cause possible	Solution
		<ul style="list-style-type: none"> Demander régulièrement au patient de fixer le point ou la croix pendant toute la durée de l'examen.
Résultats des mesures erronés	Désalignement de la lentille	<ul style="list-style-type: none"> Voir la section Échec de la mesure/désalignement de la lentille ci-dessus.
Le NIP ne fonctionne pas.	Le N ³ n'est pas connecté à l'Internet. Le NIP du patient n'est plus valide.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer qu'un NIP est associé au patient en recherchant le patient sur le portail. Redémarrer le casque et, sur invite, suivre les instructions de configuration du Wi-Fi.
Impossible de trouver le patient sur le portail.	Le N ³ n'est pas connecté à l'Internet.	<ul style="list-style-type: none"> Redémarrer le casque et, sur invite, suivre les instructions de configuration du Wi-Fi.

Tout incident ou blessure grave survenu en relation avec l'appareil doit être signalé à Neurolens (le fabricant) et à l'autorité compétente de l'État membre (UE), ou de la FDA (États-Unis), ou du bureau des matériels médicaux de la Direction des produits thérapeutiques (Santé Canada), dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

6 Glossaire

Nom	Description
AC/A	Convergence accommodative/accommodation (mesurée en dioptries prismatiques/dioptries). La réponse de convergence d'un individu (le degré de rotation des yeux vers l'intérieur) sur l'ampleur du stimulus d'accommodation (la mise au point des yeux). Le rapport normal est de 4:1.
Asthénopie	Symptômes de « fatigue visuelle » incluant maux de tête, larmoiement, démangeaisons, sensation de brûlure, et vision floue.
Fusion binoculaire	Le processus neurologique par lequel les images dans chaque rétine sont synthétisées ou intégrées dans une seule perception. En cas de vision binoculaire normale, ce processus se produit lorsque les régions correspondantes (ou quasi-correspondantes) de la rétine sont stimulées. Ce processus peut se produire lorsque les images sont soit dans la partie centrale de la rétine (fusion centrale), soit dans la partie périphérique de la rétine (fusion périphérique).
ESO	Déviations de l'œil vers l'intérieur
EXO	Déviations de l'œil vers l'extérieur
Fixation	La capacité de diriger l'œil vers un objet (p. ex. un mot dans une ligne de texte) et de le maintenir dans cette direction.
Disparité de fixation	Surconvergence ou sous-convergence, ou désalignement vertical des yeux dans des conditions de vision binoculaire, d'une ampleur suffisamment faible pour qu'il y ait fusion.
Hétérophorie	Une maladie oculaire dans laquelle les directions vers lesquelles les yeux pointent au repos, lorsqu'ils ne procèdent pas à une fusion binoculaire, ne sont pas identiques, ou « pas droites ».
Phorie	Les directions relatives prises par les yeux pendant la fixation binoculaire d'un objet donné en l'absence d'un stimulus de fusion adéquat.
Dioptries prismatiques (Δ)	L'angle induit produit par un prisme. $P = 100 \cdot \tan(d)$, où P est la valeur en dioptries prismatiques et d l'angle de déflexion. Une dioptrie prismatique est égale à la quantité de déflexion angulaire qui induit 1 cm de déflexion à 1 m.
Écart pupillaire (ÉP)	L'écart entre le centre des deux pupilles. Utilisé pour le bon positionnement des verres de lunettes devant l'œil. Cette mesure peut être prise pour la vision de loin (ÉP pour la vision de loin) ou la vision de près (ÉP pour la vision de près).

Nom	Description
Strabisme	Le strabisme est une maladie oculaire dans laquelle un individu ne peut pas aligner ses deux yeux simultanément dans des conditions normales. Un œil ou les deux yeux peuvent tourner vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers le haut ou vers le bas.

7 Directives et déclaration du fabricant

7.1 Émissions

Le N³ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du N³ doit veiller à utiliser l'appareil dans un tel environnement.

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – Directives
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le N3 n'utilise des radiofréquences que pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne risquent pas de provoquer des interférences avec les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe A	Le N3 convient pour une utilisation dans tous les établissements non résidentiels ainsi que dans les établissements directement connectés au réseau public de distribution d'électricité basse tension qui alimente les bâtiments à usage résidentiel.
Courants harmoniques IEC 61000-3-2	Conforme	
Papillotement IEC 61000-3-3	Conforme	

7.2 Immunité

Le N³ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du N³ doit veiller à utiliser l'appareil dans un tel environnement.

Test d'immunité	IEC 60601 Niveau de test	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Directives
Décharges électrostatiques IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±15 kV air	±8 kV contact ±15 kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en céramique. Si les sols sont en matériaux synthétiques, l'humidité relative doit être au moins égale à 30 %.
Transitoires électriques rapides IEC 61000-4-4	±2 kV secteur ±1 kV E/S	±2 kV secteur S.O.	La qualité de l'alimentation électrique doit être celle habituellement rencontrée dans les environnements commerciaux ou hospitaliers.
Ondes de choc IEC 61000-4-5	±1 kV différentiel ±2 kV commun	±1 kV différentiel ±2 kV commun	La qualité de l'alimentation électrique doit être celle habituellement rencontrée dans les environnements commerciaux ou hospitaliers.

Test d'immunité	IEC 60601 Niveau de test	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Directives
Creux de tension IEC 61000-4-11	Creux de tension > 95 % pour 0,5 cycle	Creux de tension > 95 % pour 0,5 cycle	La qualité de l'alimentation électrique doit être celle habituellement rencontrée dans les environnements commerciaux ou hospitaliers.
	Creux de tension > 95 % pour 1 cycle	Creux de tension > 95 % pour 1 cycle	
	Creux de tension de 30 % pour 25/30 cycles	Creux de tension de 30 % pour 25/30 cycles	
	Creux de tension > 95 % pour 250/300 cycles	Creux de tension > 95 % pour 250/300 cycles	
Fréquence d'alimentation 50/60 Hz Champ magnétique IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Les champs magnétiques à haute fréquence doivent être ceux généralement rencontrés dans un environnement commercial ou hospitalier.
REMARQUE : UT est mesuré au niveau de la tension secteur C.A. avant l'application du niveau de test.			
RF conduites IEC 61000-4-6	3 V 0,15 Mhz à 80 MHz 6 V ¹⁾ dans ISM entre 0,15 MHz et 80 MHz ²⁾ 80 % AM à 1 kHz	3 V 0,15 MHz-80 MHz 6 V ¹⁾ dans ISM entre 0,15 MHz et 80 MHz ²⁾ 80 % AM à 1 kHz	ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL DE SOINS DE SANTÉ
RF rayonnées IEC 61000-4-3	3 V/m 80 Mhz à 2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz	3 V/m 80 Mhz à 2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz	ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL DE SOINS DE SANTÉ

7.3 Immunité aux équipements de communication RF sans fil

Le N³ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du N³ doit veiller à utiliser l'appareil dans un tel environnement.

Fréquence d'essai	Bande ¹	Service ¹	Modulation ²	Puissance maximale	Distance	Immunité Niveau d'essai
MHz	MHz			W	Mètres	(V/m)
385	380 à 390	TETRA 400	Modulation par impulsions ² 18 Hz	1,8	0,3	27

Fréquence d'essai	Bande ¹	Service ¹	Modulation ²	Puissance maximale	Distance	Immunité Niveau d'essai
MHz	MHz			W	Mètres	(V/m)
450	430 à 470	GMRS 460, FRS 460	FM ³ ± 5 kHz avec écart de 1 kHz sinusoïdal	2	0,3	28
710 745 780	704 à 787	Bande LTE 13, 17	Modulation par impulsions ² 217 Hz	0,2	0,3	9
810 870 930	800 à 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Bande LTE 5	Modulation par impulsions ² 18 Hz	2	0,3	28
1720 1845 1970	1700 à 1900	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; bandes LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulation par impulsions ² 217 Hz	2	0,3	28
2450	2400 à 2570	Bluetooth, WLAN, 802,11 b/g/n, RFID, 2450, bande LTE 7	Modulation par impulsions ² 217 Hz	2	0,3	28
5240 5500 5785	5100 à 5800	WLAN 802,11a/n	Modulation par impulsions ² 217 Hz	0,2	0,3	9
REMARQUE : si nécessaire, pour atteindre le NIVEAU DE TEST D'IMMUNITÉ, la distance entre l'antenne d'émission et l'ÉQUIPEMENT ou le SYSTÈME EM peut être réduite à 1 m. La distance d'essai de 1 m est autorisée par la norme IEC 61000-4-3.						
¹ Pour certains services, seules les fréquences de la liaison ascendante sont incluses.						
² La porteuse doit être modulée à l'aide d'un signal carré à rapport cyclique de 50 %.						
³ Comme alternative à la modulation FM, une modulation par impulsions de 50 % à 18 Hz peut être utilisée, car bien que cela ne représente pas une réelle modulation, ce serait le pire scénario.						

Page intentionnellement vierge



Avis concernant l'entretien

Lire attentivement ce manuel avant de procéder à des travaux de révision ou d'entretien sur le N³. Ce manuel contient des instructions de dépannage, d'étalonnage et d'entretien avancées. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être confiés à des techniciens qualifiés spécialisés dans les instruments biomédicaux ayant reçu une formation adéquate et un agrément pour procéder à l'entretien, à la révision et à la réparation du N³.

1. Outils et matériel

Le N³ ne nécessite aucune maintenance de la part de l'utilisateur, hors-mis les précautions mentionnées en section 1.11.3 Entretien et Nettoyage, et le changement du masque du patient détaillé ci-dessous

2. Instructions pour changement du Masque du patient

Le masque facial patient est le seul composant susceptible d'être remplacé dans le N3 en fonction de l'usure régulière et des nettoyages répétés. Afin d'obtenir un masque facial de remplacement pour patient, contactez votre représentant Neurolens ou un représentant agréé local. Pour remplacer le masque facial du patient, suivez les étapes suivantes.

Assurez-vous que l'appareil est débranché et éteint.

Appuyez d'abord sur le côté du masque existant et retirez-le fermement du casque, en commençant par le côté, puis par le bas, jusqu'à ce qu'il se détache du casque. Assurez-vous que l'insert noir est également retiré, il sera réutilisé avec le nouveau masque facial.



Séparez délicatement l'insert noir de l'ancien masque facial, fixez-le au nouveau masque facial et assurez-vous que le point de contact s'enclenche correctement.



Fixez le nouveau masque facial en appuyant d'abord sur les deux côtés jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



3. Mise à jour du logiciel

Le logiciel du N³ est régulièrement mis à jour. Ainsi, pour obtenir une version actualisée de ce manuel reprenant les mises à jour apportées au logiciel, consulter la bibliothèque du portail NeuroLens.



Page intentionnellement vierge

Ahhh For Their Eyes™

